

SALVEQUICK

Plaster X-Ray Detectable



Plaster Salvequick Blue X-Ray Detectable został specjalnie stworzony dla branży gastronomicznej i przemysłu spożywczego. Jego obecność można wykryć zarówno promieniowaniem RTG, jak i detektorami metalu.

Nowość!

- Wykrywany przez promieniowanie RTG
- Wykrywany przez detektor metalu
- Natychmiast zauważalny
- Wodoodporny
- Łatwy do szybkiego nałożenia
- Elastyczny i wygodny
- Dostosowany do użycia w dozowniku i apteczkach Cederroth First Aid. Dostosowany do automatu na plaster Salvequick
- Każde opakowanie uzupełniające zawiera 30 plastrów (18 szt. 72x19 mm i 12 szt. 72x25 mm)
- 6 opakowań uzup./pudełko



Plastry i automaty na plaster Salvequick to kompletny i łatwy w użyciu system. Plastry są zawsze dostępne na miejscu, gotowe do użycia. Opakowania uzupełniające są zamknięte w automacie, aby zapobiec ich zagubieniu. Automat uzupełnia się szybko i łatwo za pomocą specjalnego kluczyka.



Plaster Salvequick X-Ray Detectable REF 510003320

Zawartość: Każde opakowanie uzupełniające zawiera 30 plastrów (18 szt. 72x19 mm i 12 szt. 72x25 mm).



Orkla Wound Care AB (Svetsarvägen 15), Box 1336, SE-171 26 Solna, Sweden,
Tel +46 (0) 8 590 963 25 firstaid@cederroth.com, www.cederroth.com