

SALVEQUICK

X-Ray Detectable plaster



Salvequick Blue X-Ray Detectable plaster, spesielt utformet for bruk innenfor næringsmiddelindustrien. Plastrene er både røntgen- og metalldetekterbare.

Nyhet!

- Røntgendetekterbart
- Metalldetekterbart
- Visuelt detekterbart
- Vanntett
- Enkelt og raskt å sette på
- Fleksible og komfortable
- Passer i alle Cederroth First Aid stasjoner og Salvequick plasterautomat
- Hver refill inneholder 30 plaster (18 stk 72x19 mm og 12 stk 72x25 mm)
- 6 refiller/eske



Salvequick Plaster og Plasterautomater er et komplett og brukervennlig system. Plastrene finnes alltid på plass, klare til bruk. I automatene sitter refillene fastlåst for å forhindre at det blir svinn. Automaten fylles opp raskt og enkelt ved hjelp av en spesialnøkkel.



Salvequick X-Ray Detectable plaster REF 510003320

Innhold: Hver refill inneholder 30 plaster (18 stk 72x19 mm og 12 stk 72x25 mm).

