

SALVEQUICK

X-Ray Detectable Pflasterspender



Salvequick Pflasterspender X-Ray Detectable mit blauen Pflastern, die von Röntgen- und Metalldetektoren erkannt werden. Insbesondere für die Lebensmittelbranche bestimmt. Die Pflaster sind immer schnell zur Hand. Sie sind gut sichtbar und bleiben hygienisch, bis sie gebraucht werden.

Im Salvequick Pflasterspender werden die Pflaster nach unten herausgezogen. So wird vermieden, dass die restlichen Pflaster durch Schmutz oder Blut verunreinigt werden.

Die Salvequick Pflasterspender und Pflaster sind ein komplettes, benutzerfreundliches System. Die Pflaster sind immer einsatzbereit zur Hand. Die Nachfüllpackungen sind im Spender arretiert, wodurch Schwund vermieden wird. Die leeren Nachfüllpackungen lassen sich einfach mit einem Spezialschlüssel entnehmen. Die durchsichtige Abdeckung schützt vor Staub.



Neuheit!



- Benutzerfreundlich
- Unkompliziertes Nachfüllen
- Schutz vor Staub und Spritzern
- Der grüne Kunststoff ist aus >85 % recyceltem Kunststoff hergestellt
- Enthält 2x30 X-Ray Detectable Pflaster



**Salvequick X-Ray Detectable Pflasterspender
REF 510003295**

Inhalt: 2 x 30 Pflaster, die von Röntgen- und Metalldetektoren erkannt werden. (REF 510003320)



Orkla Wound Care AB (Svetsarvägen 15), Box 1336, SE-171 26 Solna, Sweden,
Tel +46 (0) 8 590 963 25 firstaid@cederroth.com, www.cederroth.com