

SALVEQUICK

# X-Ray Detectable Pflaster



Salvequick Blue X-Ray Detectable Pflaster sind insbesondere für den Einsatz in der Lebensmittelbranche bestimmt. Die Pflaster können mit Röntgen- und Metalldetektoren erkannt werden.

**Neuheit!**

- Röntgendetektierbar
- Metalldetektierbar
- Gut sichtbar
- Wasserdicht
- Schnelle, benutzerfreundliche Handhabung
- Flexibel und bequem
- Passend zu allen Salvequick Pflasterspendern und Cederroth First Aid Stationen
- Nachfüllpackung enthält 30 Pflaster (18 St. à 72x19 mm und 12 St. à 72x25 mm)
- 6 Nachfüllpackungen/Verpackung



Die Salvequick Pflasterspender und Pflaster sind ein komplettes, benutzerfreundliches System. Die Pflaster sind immer einsatzbereit zur Hand. Die Nachfüllpackungen sind im Spender arretiert, wodurch Schwund vermieden wird. Die leeren Nachfüllpackungen lassen sich einfach mit einem Spezialschlüssel entnehmen. Die transparente Abdeckung schützt vor Staub und Spritzern.



## Salvequick X-Ray Detectable Pflaster REF 510003320

Inhalt: Nachfüllpackung enthält 30 Pflaster (18 St. à 72x19 mm und 12 St. à 72x25 mm)



Orkla Wound Care AB (Svetsarvägen 15), Box 1336, SE-171 26 Solna, Sweden,  
Tel +46 (0) 8 590 963 25 [firstaid@cederth.com](mailto:firstaid@cederth.com), [www.cederth.com](http://www.cederth.com)