

SALVEQUICK

X-Ray Jäljitettävä -laastari



Salvequick Sininen X-Ray Jäljitettävä -laastari on suunniteltu erityisesti käytettäväksi elintarviketeollisuudessa. Laastarit ovat röntgenlaitteilla ja metallinpaljastimilla havaittavia.

Uutuus!

- Röntgenlaitteilla havaittava
- Metallinpaljastimilla havaittava
- Helppo nähdä
- Vedenpitävä
- Helppo ja nopea asettaa paikalleen
- Joustava ja miellyttävä käytössä
- Sopii kaikkiin Cederroth ensiapuasemiin ja Salvequick laastariautomaatteihin
- Kukin täydennyspakkaus sisältää 30 laastaria (18 kpl 72x19 mm ja 12 kpl 72x25 mm)
- 6 täydennyspakkausta/rasia



Salvequick-laastariautomaatti ja -laastarit ovat kattava ja helppokäyttöinen järjestelmä. Laastarit ovat aina saatavilla ja käyttövalmiina. Täydennyspakkaukset ovat lukittuna automaattissa, mikä estää hävikkiä. Laastariautomaatti on helppo avata erikoisavaimella. Läpinäkyvä, pölyltä suojaava kansi.



Salvequick X-Ray Jäljitettävä -laastari REF 510003320

Sisältö: Täydennyspakkaus sisältää 30 laastaria
(18 kpl 72x19 mm ja 12 kpl 72x25 mm)



Orkla Wound Care AB (Svetsarvägen 15), Box 1336, SE-171 26 Solna, Sweden,
Tel +46 (0) 8 590 963 25 firstaid@cederth.com, www.cederth.com