

PRODUKTDATEN

REF 51030126 SALVEQUICK DETECTABLE FINGERTIPS/REGULAR



1 ALLGEMEINE PRODUKTBESCHREIBUNG

Beschreibung

Metalldetektierbar:

Detektierbare, wasserfeste Wundschnellverbände (Pflaster) in zwei Größen, mittelgroße und Fingerkuppenpflaster, verpackt in einer Nachfüllpackung aus Karton, die für den Cederroth (Salvequick) Spender für Wundschnellverbände vorgesehen sind.

Die Salvequick Detectable Wundschnellverbände werden von den gängigsten Metalldetektoren erkannt, und durch die blaue Farbe sind sie leicht visuell erkennbar, wodurch die Pflaster besonders geeignet für Restaurants und die Lebensmittelindustrie sind. Die Pflaster lassen sich leicht mit nur einer Hand herausziehen und auf der Wunde anordnen.

Die Wundschnellverbände bestehen aus einer Trägerschicht, die gleichmäßig mit einer Klebeschicht bedeckt ist, mittig auf dem Verband ist ein saugfähiges Wundkissen angeordnet. Beim Herausziehen des Wundschnellverbands aus der Verpackung bleibt der untere Schutzstreifen zurück. Auf diese Weise kann der Wundverband mit einer Hand aufgeklebt werden, und nachdem der Rest des Schutzpapiers entfernt wurde, ist das Pflaster einsatzbereit.



Hinweise zur Lagerung

Trocken bei Zimmertemperatur lagern. Für maximalen Schutz bis zum Einsatz in der Originalverpackung lagern.

2 DETAILLIERTE PRODUKTINFORMATIONEN

Inhalt pro Endverbrauchereinheit

<u>Produkt/Material</u>	<u>Menge (St.)</u>	<u>Abmessungen (mm)</u>	
Nachfüllpackungen	6	30 x 88 x 100	
<u>Je Nachfüllpackung:</u>		<u>Verband</u>	<u>Wundkissen</u>
Mittelgroße Pflaster	15	72 x 19	24 x 12
Fingerkuppenpflaster	15	66 x 39	28 x 12

Material

Folie/Träger:	Blaue, weiche und flexible Polyurethan-/Polystyrolfolie
Klebstoff:	Acrylat
Wundkissen:	Beschichtung aus Viskose, Polypropylen und Polyethylen mit Wundaufageschicht aus Polyethylen und einer als Metall detektierbaren Aluminiumfolie
Deckschicht:	Papier mit Silikonbeschichtung und Kunststoff
Schutzpapier:	Kalt versiegeltes Papier, beschichtet mit Klebstoff auf Latexbasis
Verpackung:	Karton

Haltbarkeit: 5 Jahre



Version 03
Herausgegeben am:
30.06.2026

PRODUKTDATEN

REF 51030126 SALVEQUICK DETECTABLE FINGERTIPS/REGULAR



3 LOGISTIKINFORMATIONEN

	CU	SKU	Palette
GTIN:	7310610019310	7310800019397	7333460013581
Inhalt:	6 Nachfüllpackungen	10 CU	10 SKU/Lage x 5 Lagen
Größe (B x L x H mm):	127 x 102 x 90,5	139 x 537 x 206	Palette 800 x 1200 x 1174
Bruttogewicht:	173 g	1966 g	123,6 kg
Verpackungsmaterial:	Karton 32 g (>80% recycelte Fasern)	Wellpappe 236 g (100% recycelte Fasern)	-

