

Étui en nylon vert avec passant de ceinture pour la Douche Oculaire Cederroth en format de poche.

La Douche Oculaire Cederroth est conçue pour restaurer le pH de l'oeil, c'est-à-dire qu'elle a un effet neutralisant sur les projections basiques et acides.* Le résultat est plus rapide qu'avec une solution de rinçage ordinaire. Durée de conservation de 4 ans et demi.

Si un accident se produit avec une substance contenant du calcium (ciment, béton ou chaux), le rinçage peut s'effectuer en toute sécurité avec la Douche Oculaire Cederroth puisqu'elle est 100 % sans phosphate.

Avec un rinçage oculaire contenant du phosphate, il existe un risque de calcification - un effet secondaire où le phosphate du liquide réagit avec le calcium en formant un précipité blanc insoluble qui endommage l'oeil encore plus.

- Conception fonctionnelle
- Excellentes propriétés de rinçage
- Installation flexible
- Plus grande chance de sauver vos yeux
- Rinçage généreux
- Oeillère protégée de la poussière
- Solution tamponnée

Un flacon de douche oculaire personnel en format de poche pour une aide immédiate en cas de travail mobile.



Étui Cederroth
REF 720300

Dimensions : L 8 x H 16 x P 4,5cm

Étui en nylon vert avec passant de ceinture pour la Douche Oculaire Cederroth en format de poche (REF 7221).

*L'effet est généralement plus puissant sur les bases que sur les acides.

