

# PRODUKTDATEN

REF 510003295 SALVEQUICK X-RAY PLASTER DISPENSER



## 1 ALLGEMEINE PRODUKTBESCHREIBUNG

### Beschreibung

Ein Spender für röntgendetektierbare Wundschnellverbände (Pflaster), der die Pflaster bis zum Gebrauch vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit schützt. Bei Bedarf kann ein Pflaster leicht aus dem Spender herausgezogen und auf die Wunde aufgeklebt werden. Die Pflasternachfüllpackungen sind im Spender arretiert. Zur Entnahme muss der rote Schlüssel verwendet werden, der mit dem Produkt mitgeliefert wird. Eine Funktion, die als System zur Diebstahlprävention dient. Die Wundschnellverbände im Spender sind Medizinprodukte und CE-gekennzeichnet. Der Spender enthält 65 % Post-Consumer-Recyclingkunststoff (>85 % in den Teilen in grüner Farbe).



### Hinweise zur Lagerung

Trocken bei Zimmertemperatur lagern. Für maximalen Schutz die Produkte bis zum Gebrauch in der Originalverpackung aufbewahren.

## 2 DETAILLIERTE PRODUKTINFORMATIONEN

### Inhalt pro Endverbrauchereinheit

<u>Produkt/Material</u>	<u>Menge</u>	<u>REF (Nachfüllpackung)</u>
Spender und Deckel	1	-
X-Ray Pflaster Nachfüllpackung	2 Nachfüllpackungen à 30 Pflastern	510003320
Schlüssel für den Spender	1	-
Etikett, Pflasterspender	1	-
Banderole, Pflasterspender	1	-

### Material

Spender, grüner Teil	ABS-Kunststoff, aus >85 % Post-Consumer-Recycling-ABS
Transparente Abdeckung:	Polycarbonat
X-Ray Pflaster:	Siehe Produktinformationen für REF 510003320
Roter Schlüssel für den Spender:	Polyimid-Kunststoff
Banderole, Pflasterspender	Karton mit weißer Beschichtung Anteil Recyclingfaser: 70 % des Materials (77,8 % der Fasern).

**Haltbarkeit:** 5 Jahre ab dem Herstellungsdatum jedes Produkts

## 3 LOGISTIKINFORMATIONEN

	CU	SKU	Palette
<b>GTIN:</b>	7340213301765	7333460000277	17333460001264
<b>Inhalt</b>	1 Spender	5 CU	11 SKU/Lage x 8 Lagen
<b>Größe (B x L x H mm):</b>	220 x 54 x 114	250 x 310 x 130.	800 x 1200 x 1190
<b>Bruttogewicht:</b>	258 g	1597 g	165 kg
<b>Verpackungsgewicht</b>	8 g	307 g	-
<b>Verpackung, Recyclingfasern (%)</b>	70 % Recyclingfasern	Unterteil aus Wellpappe 81 g (45 % Recyclingfasern)	-



Version: 01  
Herausgegeben am:  
08.04.2024

# PRODUKTDATEN

REF 510003295 SALVEQUICK X-RAY PLASTER DISPENSER



		Oberteil aus Wellpappe 226 g (53 % Recyclingfasern)	
--	--	---	--

