

# PRODUKTSPEZIFIKATION

REF 726000 CEDERROTH EYE & WOUND CLEANSING SPRAY



## 1 ALLGEMEINE PRODUKTBECHREIBUNG

### Beschreibung

Tragbare Aerosolsprayflasche, gefüllt mit 150 ml physiologischer ungepuffeter Natriumchloridlösung (0,9 %), frei von Konservierungsmitteln und steril. Das Produkt stellt einen sanften Sprühnebel bereit, der für Augen und Wunden gleichermaßen geeignet ist. Der Sprühkopf ist durch eine Kunststoffkappe und ein Sicherheitssiegel geschützt. Das Treibmittel (Stickstoff) kommt nicht mit der Lösung in Kontakt. Die Lösung bleibt bis zum letzten Tropfen steril. Das Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray ist zum Spülen und Auswaschen von Staub und Schmutz aus Augen und Wunden vorgesehen.



### Hinweise zur Lagerung

Bei Temperaturen zwischen 15 °C und 30 °C lagern.

## 2 DETAILLIERTE PRODUKTINFORMATIONEN

### Inhalt pro Endverbrauchereinheit

#### Material

Flüssigkeit	Steriles Natriumchlorid (NaCl), 0,9 %. Frei von Konservierungsmitteln.
Behälter	Aluminium, 100% Post-Consumer-Recycled
Bag-on-valve	4 Schichten PP-OPA-ALU-PET
Druckkopf	PP, weiß
Einsatz	POM, blau
Abdeckkappe	PP, transparent
Treibmittel	Stickstoff

**Haltbarkeit:** 5 Jahre ab dem Herstellungsdatum

## 3 LOGISTIKINFORMATIONEN

	CU	SKU	Palette
<b>GTIN:</b>	7310617260005	7310807260006	7312027260002
<b>Inhalt:</b>	1 Aerosolspray (150 ml)	12 CU	24 SKU/Lage/5 Lagen
<b>Größe (B x L x H mm):</b>	53 x 53 x 162	168 x 221 x 191	Palette 800 x 1200 x 1105
<b>Bruttogewicht:</b>	191 g	2,4 kg	317 kg
<b>Verpackungsmaterial:</b>	-	Karton 140 g	-
<b>Angaben zum Transport</b>	UN1950, nicht brennbare Aerosole, Klasse 2.2, begrenzte Stückzahl (LQ)		



Fassung: 05  
Herausgegeben am:  
03.03.2026