



Cederroth First Aid

Blå detektbare plaster for næringsmiddelindustrien

Detektbare plaster er ett krav ved håndtering av næringsmidler

- ✓ Visuelt synlig gjennom en tydelig farge
- ✓ Metall- og/eller røntgendetektbare



SALVEQUICK X-Ray Detectable Plaster

Nyhet!

REF 510003320

Blå detekterbare plaster, spesielt utformet for bruk innenfor næringsmiddelindustrien. Plastrene er både røntgen- og metalldetekterbare.

- Røntgendetekterbart
- Metalldetekterbart
- Visuelt detekterbart
- Vanntett
- Enkelt og raskt å sette på
- Fleksible og komfortable
- Hver refill inneholder 30 plaster (18 stk 72 x 19 mm og 12 stk 72 x 25 mm), 6 refiller / eske



SALVEQUICK X-Ray Detectable Plasterautomat

Nyhet!

REF 510003295

Salvequick Plasterautomat med blå røntgen- og metall-detekterbare plaster. For rask og enkel tilgang til plaster. Plastrene er synlige og rene til det er bruk for dem.

- Lett å bruke
- Enkel å fylle på
- Støvsbeskytter
- Inneholder X-Ray Detectable plaster



Salvequick X-Ray Detectable Plasterautomat
REF 510003295
Mått: B 23 x H 12 x D 5,5 cm

2 (x 30) X-Ray Detectable plaster (REF 510003320)
1 Refillnøkkel



* Den grønnfargede platen er laget av >85 % gjenvunnet plast



SALVEQUICK

Blue Detectable Plaster og Plasterautomat

Salvequick Blue Detectable er spesielt tiltenkt for å bruke innen restaurant og næringsmiddelindustrien. Plastrene er detektbare og oppdages av de fleste metalledetektorer. Den blå fargen gjør at plastrene også er lette å oppdage visuelt.

- Metalledetekterbart
- Visuelt detekterbart
- Vanntett
- Enkelt og raskt å sette på
- Fleksible og komfortable
- Blue Detectable plaster finnes i to varianter



Salvequick Blue Detectable Plaster REF 51030127

Hver refill inneholder 35 plaster (21 stk 72 x 19 mm og 14 stk 72 x 25 mm), 6 refiller/eske.



Salvequick Blue Detectable Plaster Fingertip/Regular REF 51030126

Hver refill inneholder 30 plaster (15 stk 66 x 39 (22) mm og 15 stk 72 x 19 mm), refiller/eske.



Salvequick Blue Detectable Plasterautomat REF 51030130 Mått: B 23 x H 12 x D 5,5 cm

2 (x 35) Blue Detectable (REF 51030127)
1 Refillnøkkel



I Salvequick Plasterautomat trekkes plasteret nedover. På denne måten unngår man å skitne til eller søle blod på de andre plastrene. Salvequick Plaster og Plasterautomater er et komplett og brukervennlig system. Plastrene finnes alltid på plass, klare til bruk. I automatene sitter refillene fastlåst for å forhindre at det blir svinn. Automaten fylles opp raskt og enkelt ved hjelp av en spesialnøkkel.



Salvequick detektbare produkter

Nyhet!



Salvequick X-Ray Detectable Plasterautomat

Inneholder 2 (x 30) X-Ray Detectable Plaster. Røntgen- og metalldetekterbare.
REF 510003295.

Passer til alle Cederroth First Aid Stasjoner og dispensere



Nyhet!

Salvequick X-Ray Detectable Plaster

6 (x 30) X-Ray Detectable plaster;
REF 510003320.

Passer til alle Cederroth First Aid Stasjoner og dispensere



Salvequick Blue Detectable Plasterautomat

Inneholder 2 (x 35) Blue Detectable Plaster. Metalldetekterbare.
REF 51030130.



Salvequick Blue Detectable Plaster

6 (x 35) Blue Detectable Plaster; REF 51030127
6 (x 30) Blue Detectable Plaster Fingertip/
Regular; REF 51030126.



Wound Care Dispenser Blue

Inneholder 2 (x 35) Blue Detectable Plaster og 1 (x 30) Blue Detectable Plaster Fingertip/Regular.
Metalldetekterbare.
REF 51011009.



First Aid & Burn Station

Førstehjelpsstasjonen er utstyrt med 1 (x 35) Blue Detectable Plaster og 1 (x 30) Blue Detectable Plaster Fingertip/Regular. Metalldetekterbare.
REF 51011003.

Produktbeskrivelse

Produktbeskrivelse	REF	CU / SKU	EAN	Lansering
Salvequick X-Ray Detectable Plasterautomat inkl. 2 (x 30) Blue X-Ray Detectable Plaster	510003295	5	7340213301765	1 Juni, 2024
Salvequick X-Ray Detectable Plaster 6 (x 30) plaster / eske	510003320	10	7340213301758	1 Juni, 2024
Salvequick Blue Detectable Plasterautomat inkl. 2 (x 35) Blue Detectable Plaster	51030130	20	7310610019693	
Salvequick Blue Detectable Plaster 6 (x 35) plaster / eske	51030127	10	7310610019327	
Salvequick Blue Detectable Plaster Fingertip/Regular 6 (x 30) plaster / eske	51030126	10	7310610019310	

Forhandler:

