



Cederroth Eerste Hulp

**Blauwe detecteerbare pleisters
voor de levensmiddelenindustrie**

Detecteerbare pleisters zijn vereist bij de hantering van levensmiddelen

- ✓ Visueel te ontdekken door de afwijkende kleur
- ✓ Metaal- en / of met röntgen detecteerbaar



SALVEQUICK X-Ray Detectable Pleister

Nieuw!

REF 510003320

Salvequick Blue X-Ray Detectable Pleister, speciaal ontworpen voor gebruik in de levensmiddelen-industrie. De pleister is zowel detecteerbaar met behulp van röntgen als met een metaaldetector.

- Met röntgen detecteerbaar
- Metaaldetecteerbaar
- Visueel detecteerbaar
- Waterdicht
- Eenvoudig en snel aan te brengen
- Flexibel en comfortabel
- Elke navulling bevat 30 pleisters (18 st. 72x19 mm en 12 st. 72x25 mm). 6 navullingen/doos.



SALVEQUICK X-Ray Detectable Pleisterautomaat

Nieuw!

REF 510003295

De Salvequick X-Ray Detectable Pleisterautomaat met blauwe röntgen- en metaaldetecteerbare pleisters is vooral bedoeld voor gebruik in de levensmiddelen-industrie. Voor een snelle en eenvoudige bereikbaarheid van de pleisters. De pleisters zijn zichtbaar en schoon tot u ze nodig hebt.

- Gemakkelijk te gebruiken
- Handig bij te vullen
- Tegen stof beschermd
- Bevat X-Ray Detectable-pleisters



Salvequick X-Ray Detectable Pleisterautomaat
REF 510003295
Afmetingen: B 23 x H 12 x D 5,5 cm

2 (x 30) X-Ray Detectable Pleister (REF 510003320)
1 Sleutel



* Het groengekleurde plastic in Cederroth Stations en Dispensers is gemaakt van >85% gerecycled plastic.



SALVEQUICK

Blue Detectable Pleister & Pleister-automaat

Salvequick Blue Detectable Pleister is speciaal bedoeld voor gebruik in het restaurantwezen en de levensmiddelenindustrie. De pleisters zijn detecteerbaar en worden door de meeste metaaldetectors ontdekt. Door de blauwe kleur kan de pleister ook gemakkelijk visueel worden ontdekt.

- Metaaldetecteerbaar
- Visueel detecteerbaar
- Waterdicht
- Eenvoudig en snel aan te brengen
- Flexibel en comfortabel
- Blue Detectable pleisters zijn er in twee varianten



Salvequick Blue Detectable Pleister
REF 51030127

Elke navulling bevat 35 pleisters (21 st. 72 x 19 mm en 14 st. 72 x 25 mm).
6 navullingen/doors.



Salvequick Blue Detectable Pleister Fingertip/Regular
REF 51030126

Elke navulling bevat 30 pleisters (15 st. 66 x 39 (22) mm en 15 st. 72 x 19 mm). 6 navullingen/doors.
Vingertop/normaal.



Salvequick Pleisterautomaat Blue Detectable
REF 51030130
Afmetingen: B 23 x H 12 x D 5,5 cm

2 (x 35) Salvequick Blue Detectable Pleisters (REF 51030127)
1 Sleutel



In de Salvequick pleisterautomaat worden de pleisters er naar beneden uitgetrokken. Op deze manier wordt vermeden dat er vuil of bloed op de andere pleisters terecht komt. Salvequick pleisterautomaten en pleisters vormen een compleet en gemakkelijk te gebruiken systeem. U vindt de pleisters altijd op hun eigen plaats, klaar voor gebruik. De navullingen zitten muurvast waardoor verlies wordt voorkomen. De lege navullingen kunnen alleen met een speciale sleutel worden losgemaakt.



Salvequick detecteerbare producten

Nieuw!



Salvequick X-Ray Detectable Pleisterautomaat

Inhoud: 2 (x 30) X-Ray Detectable Pleisters. De pleister is zowel detecteerbaar met behulp van röntgen als met een metaaldetector. REF 510003295.

Geschikt voor alle Cederroth First Aid Dispensers en Stations



Nieuw!

Salvequick X-Ray Detectable Pleister

6 (x 30) X-Ray Detectable Pleisters
REF 510003320.

Geschikt voor alle Cederroth First Aid Dispensers en Stations



Salvequick Blue Detectable Pleisterautomaat

Inhoud: 2 (x 35) Blue Detectable Pleisters. Detecteerbaar door de meeste metaaldetecteurs. REF 51030130.



Salvequick Blue Detectable Pleister

6 (x 35) Blue Detectable Pleisters, REF 51030127.
6 (x 30) Blue Detectable Pleisters Fingertip/Regular, REF 51030126.



Wound Care Dispenser Blue

Inhoud: 2 (x 35) Blue Detectable Pleisters en 1 (x 30) Blue Detectable Pleisters Fingertip/Regular. Detecteerbaar door de meeste metaaldetecteurs. REF 51011009.



First Aid & Burn Station

Inhoud: 1 (x 35) Blue Detectable Pleisters en 1 (x 30) Blue Detectable Pleisters Fingertip/Regular. Detecteerbaar door de meeste metaaldetecteurs. REF 51011003.

Product		REF	CU / SKU	EAN	Lancering
Salvequick X-Ray Detectable Pleisterautomaat incl. 2 (x 30) navullingen/doos		510003295	5	7340213301765	1 juni 2024
Salvequick X-Ray Detectable Pleister 6 (x 30) navullingen/doos		510003320	10	7340213301758	1 juni 2024
Salvequick Pleisterautomaat Blue Detectable incl. 2 (x 35) navullingen/doos		51030130	20	7310610019693	
Salvequick Blue Detectable Pleisters 6 (x 35) navullingen/doos		51030127	10	7310610019327	
Salvequick Blue Detectable Mix Fingertip/Regular 6 (x 30) navullingen/doos		51030126	10	7310610019310	

Wederverkoper:



Orkla Wound Care AB

(Svetsarvägen 15), Box 1336, SE-171 26 Solna, Zweden, Tel +46 (0)8 590 963 25. firstaid@cederroth.com www.cederroth.com