



CEDERROTH
**Wound Care
Dispenser**





Goed geordend.

Het is gemakkelijk het product te vinden dat u nodig hebt.

Een beschermende stofkap.

Houdt de inhoud schoon.

Twee verschillende formaten.

Salvequick Textielpleisters en Salvequick Plasticpleisters.

Alles wat u nodig hebt voor kleinere wonden

Voorzien van ruimschoots voldoende pleisters en soft foam bandages, hierdoor hoeft er niet te vaak te worden bijgevuld. Hulp is altijd dicht bij de hand.



*Vanaf de zomer van 2025 bestaat het plastic in de Cederroth dispensers uit >92% gerecycled plastic.



Kijk naar onze video hoe u de dispenser gebruikt.

CEDERROTH Wound Care Dispenser

- ✓ Verschillende pleisterformaten voor verschillende wonden
- ✓ Perfect voor kleinere, minder ernstige snijwonden en letsels. De eerstehulpkoffer is bij noodgevallen altijd klaar
- ✓ Aan de wand gemonteerde pleisters en Soft Foam Bandages gemakkelijk toegankelijk, altijd op dezelfde plek
- ✓ De pleisternavullingen zijn vergrendeld in de dispenser om ervoor te zorgen dat ze niet verdwijnen. Lege navullingen kunnen gemakkelijk met een speciale sleutel worden verwijderd



Als u een pleister uit de dispenser trekt, wordt de bescherm laag van één zijde verwijderd, waardoor de pleister klaar is voor gebruik. Zo ingenieus dat u een pleister met slechts een hand kunt aanbrengen.

Cederroth Wound Care Dispenser
REF 51011006

Afmetingen: L 30 x B 19 x H 14 cm

- I (x 40) Salvequick Wonddoekjes (REF 3227)
- I Cederroth Soft Foam Bandage Blue, 4,5 m (REF 51011010)
- I (x 40) Salvequick Textielpleisters (REF 6444)
- I (x 45) Salvequick Plasticpleisters (REF 6036)
- I (x 21) Salvequick XL Textielpleisters (REF 6470)
- I Navulsleutel





CEDERROTH

Soft Foam Bandage, 6 cm x 4,5 m

Cederroth Soft Foam Bandage is een innovatieve aanvulling op een traditionele pleister, wanneer u een flexibele, snelle en beschermende oplossing nodig hebt die op zijn plaats blijft wanneer u met uw handen werkt. Breng deze aan door ze rond de wond te wikkelen en bijeen te drukken, snel en effectief!

- ✓ Zelfhechtend
- ✓ Snel en eenvoudig te gebruiken
- ✓ Flexibel en comfortabel
- ✓ Aanpasbaar, kan naar uw vinger, hand worden gevormd
- ✓ Gemakkelijk strakker te trekken en druk te produceren om de bloeding te stoppen
- ✓ Kleeft niet aan de wond of huid
- ✓ Blijft zitten, zelfs in water
- ✓ Past zelfs op grotere oppervlakkige wonden
- ✓ Latexvrij



**Cederroth
Soft Foam Bandage Blue**
6 cm x 4,5 m, REF 51011010

Aanbevolen voor voedselverwerking waarbij goed zicht cruciaal is – zoals in keukens, restaurants of in de voedselproductie.



**Cederroth
Soft Foam Bandage Beige**
6 cm x 4,5 m, REF 51011020

Geschikt voor werkplekken waar het belangrijk is om snel vuil of tekenen van bloedingen te detecteren. Geschikt voor kantoren, scholen en zorgpraktijken.



**Cederroth
Soft Foam Bandage Black**
6 cm x 4,5 m, REF 51011021

Ideaal voor werkplekken in de industrie, bouw, werkplaatsen of voertuigen waar vuil en olie veel voorkomen. De zwarte kleur zorgt ervoor dat het verband er langer schoon uitziet, zelfs onder moeilijke omstandigheden.

Distributeur:

