

PRODUKTDATEN

REF 6036

SALVEQUICK WASSERABWEISENDE (GEWEBE) PFLASTER (WUNDSCHNELLEVERBÄNDE)



1 ALLGEMEINE PRODUKTbeschreibung

Beschreibung

Wundschnellverbände (Pflaster) in zwei Größen, Mittelgroß und Groß, verpackt in einer Nachfüllpackung aus Karton, die für den Cederroth (Salvequick) Spender für Wundschnellverbände vorgesehen sind.



Die Pflaster lassen sich leicht mit nur einer Hand herausziehen und auf der Wunde anordnen. Der Wundschnellverband hat eine Trägerschicht, die gleichmäßig mit einer Klebeschicht bedeckt ist. Mittig am Verband ist ein saugfähiges Wundkissen angeordnet. Die Klebefläche ist mit einer beschichteten Schutzfolie bedeckt, die aus zwei einander teilweise überlappenden Teilen besteht. Bei der Entnahme des Wundschnellverbands aus der Verpackung bleibt die beschichtete Kunststoffolie zurück. Eine Hälfte des Pflasters kann jetzt mit nur einer Hand auf die Haut aufgeklebt werden. Anschließend kann der Rest des beschichteten Papiers entfernt werden, und der Wundschnellverband ist einsatzbereit.



Hinweise zur Lagerung

Trocken bei Zimmertemperatur lagern. Für maximalen Schutz bis zum Einsatz in der Originalverpackung lagern.

2 DETAILLIERTE PRODUKTDATEN

Inhalt pro Endverbrauchereinheit

<u>Produkt/Material</u>	<u>Menge (St.)</u>	<u>Abmessungen (mm)</u>	
Nachfüllpackungen	6	30 x 88 x 100	
<u>Pro Nachfüllpackung:</u>		<u>Verband</u>	<u>Wundkissen</u>
Mittelgroße Pflaster	27	72 x 19	24 x 12
Große Pflaster	18	72 x 25	24 x 17

Material

Folie/Rückseite:	Beige, perforierte Polyethylen-Folie
Klebstoff:	Acrylat
Wundkissen:	Viskose, Polypropylen, Polyethylen mit Wundaufgeschicht aus Polyethylen
Deckschicht:	Papier und Kunststoff mit Silikonbeschichtung
Schutzpapier:	Kalt versiegeltes Papier, beschichtet mit Klebstoff auf Latexbasis
Verpackung:	Karton

Haltbarkeit: 5 Jahre



Version: 10
Herausgegeben am: 2026-06-30

PRODUKTDATEN

REF 6036

**SALVEQUICK WASSERABWEISENDE (GEWEBE)
PFLASTER (WUNDSCHNELLVERBÄNDE)**



3 LOGISTIKINFORMATIONEN

	CU	SKU	Palette
GTIN:	7310610060367	7310806036213	7333460013475
Inhalt:	6 Nachfüllpackungen	10 CU	10 SKU/Lage x 5 Lagen
Größe (B x L x H mm):	127 x 102 x 90,5	139 x 537 x 206	Palette 800 x 1200 x 1174
Bruttogewicht:	198 g	2216 g	136,1 kg
Verpackungsmaterial:	Karton 32 g (>80% recycelte Fasern)	Wellpappe 236 g (100% recycelte Fasern)	-



Version: 10
Herausgegeben am: 2026-06-30