

PRODUKTDATEN

REF 6470

SALVEQUICK TEXTIL (GEWEBE) XL PFLASTER (WUNDSCHNELLVERBÄNDE)



1 ALLGEMEINE PRODUKTBSCHREIBUNG

Beschreibung

Wundschnellverbände (Pflaster) in zwei Größen, Groß und Klein, verpackt in einer Nachfüllpackung aus Karton, die für den Cederroth (Salvequick) Spender für Wundschnellverbände vorgesehen sind.



Die Pflaster lassen sich leicht mit nur einer Hand herausziehen und auf der Wunde anordnen. Der Wundschnellverband hat eine Trägerschicht, die gleichmäßig mit einer Klebeschicht bedeckt ist. Mittig am Verband ist ein saugfähiges Wundkissen angeordnet. Die Klebefläche ist mit einer beschichteten Schutzfolie bedeckt, die aus zwei einander teilweise überlappenden Teilen besteht. Bei der Entnahme des Wundschnellverbands aus der Verpackung bleibt die beschichtete Kunststoffolie zurück. Eine Hälfte des Pflasters kann jetzt mit nur einer Hand auf die Haut aufgeklebt werden. Anschließend kann der Rest des beschichteten Papiers entfernt werden, und der Wundschnellverband ist einsatzbereit.



Hinweise zur Lagerung

Trocken bei Zimmertemperatur lagern. Für maximalen Schutz bis zum Einsatz in der Originalverpackung lagern.

2 DETAILLIERTE PRODUKTDATEN

Inhalt pro Endverbrauchereinheit

<u>Produkt/Material</u>	<u>Menge (St.)</u>	<u>Abmessungen (mm)</u>	
Nachfüllpackungen	6	30 x 88 x 100	
<u>Pro Nachfüllpackung:</u>		<u>Verband</u>	<u>Wundauflage</u>
Kleine Pflaster	14	80 x 30	24 x 30
Große Pflaster	7	80 x 60	24 x 60

Material

Folie/Rückseite:	Elastisches, beiges Viskose-/Polyamidgewebe mit wasserabweisender Beschichtung
Klebstoff:	Acrylat
Wundauflage:	Viskose, Polypropylen, Polyethylen mit Wundauflageschicht aus Polyethylen
Deckschicht:	Papier und Kunststoff mit Silikonbeschichtung
Schutzpapier:	Kaltversiegeltes Papier, beschichtet mit Klebstoff auf Latexbasis
Verpackung:	Karton

Haltbarkeit: 5 Jahre



Version: 07
Herausgegeben am:
26.06.2026



PRODUKTDATEN

REF 6470

SALVEQUICK TEXTIL (GEWEBE) XL
PFLASTER (WUNDSCHNELLVERBÄNDE)

3 LOGISTIKINFORMATIONEN

	CU	SKU	Palette
GTIN:	7310610064709	7310806470000	7333460013512
Inhalt:	6 Nachfüllpackungen	10 CU	10 SKU/Lage x 5 Lagen
Größe (B x L x H mm):	127 x 102 x 90,5	139 x 537 x 206	Palette 800 x 1200 x 1174
Bruttogewicht:	220 g	2436 g	147,1 kg
Verpackungsmaterial:	Karton 32 g (>80% recycelte Fasern)	Wellpappe 236 g (100% recycelte Fasern)	-

