

PRODUKTDATEN

REF 6943

SALVEQUICK SENSITIVE PFLASTER (WUNDSCHNELLVERBÄNDE)



1 ALLGEMEINE PRODUKTBSCHREIBUNG

Beschreibung

Wundschnellverbände (Pflaster) in zwei Größen, Mittelgroß und Groß, verpackt in einer Nachfüllpackung aus Karton, die für den Cederroth (Salvequick) Spender für Wundschnellverbände vorgesehen sind.

Die wasserdichten Vliesstoff-Wundschnellverbände eignen sich für die Anwendung auf empfindlicher Haut.

Die Pflaster lassen sich leicht mit nur einer Hand herausziehen und auf der Wunde anordnen.

Der Wundschnellverband hat einen Träger, der gleichmäßig mit einer Klebeschicht bedeckt ist. Mittig am Verband ist eine saugfähige Auflage angeordnet. Die Klebefläche ist mit einer beschichteten Schutzfolie bedeckt, die aus zwei sich teilweise überlappenden Teilen besteht. Bei der Entnahme des Wundschnellverbands aus der Verpackung bleibt die beschichtete Kunststoffolie zurück. Eine Hälfte des Pflasters kann jetzt mit nur einer Hand auf die Haut aufgeklebt werden. Anschließend kann der Rest des beschichteten Papiers entfernt werden, und der Wundschnellverband ist einsatzbereit. CE-gekennzeichnet als Medizinprodukt.



Hinweise zur Lagerung

Trocken bei Zimmertemperatur lagern. Für maximalen Schutz bis zum Gebrauch in der Originalverpackung lassen.

2 DETAILLIERTE PRODUKTDATEN

Inhalt pro Endverbrauchereinheit

<u>Produkt/Material</u>	<u>Menge (St.)</u>	<u>Abmessungen (mm)</u>
Nachfüllpackungen	6	30 x 88 x 100
<u>Pro Nachfüllpackung:</u>		<u>Verband</u> <u>Wundkissen</u>
Mittelgroße Pflaster	27	72 x 19 24 x 12
Große Pflaster	16	72 x 25 24 x 17

Material

Folie/Träger:	Träger aus elastischem, weißem Polyurethan-Vlies
Klebstoff:	Acrylat
Wundkissen:	Viskose, Polypropylen, Polyethylen mit Wundaufageschicht aus Polyethylen
Deckschicht:	Papier und Kunststoff mit Silikonbeschichtung
Schutzpapier:	Kalt versiegeltes Papier, beschichtet mit Klebstoff auf Latexbasis
Verpackung:	Karton

Haltbarkeit: 5 Jahre



PRODUKTDATEN

REF 6943

SALVEQUICK SENSITIVE PFLASTER (WUNDSCHNELLVERBÄNDE)



3 LOGISTIKINFORMATIONEN

	CU	SKU	Palette
GTIN:	7310610069438	7310806943009	7333460013543
Inhalt:	6 Nachfüllpackungen	10 CU	10 SKU/Lage x 5 Lagen
Größe (B x L x H mm):	127 x 102 x 90,5	139 x 537 x 206	Palette 800 x 1200 x 1174
Bruttogewicht:	197 g	2206 g	135,6 kg
Verpackungsmaterial:	Karton 32 g (>80% recycelte Fasern)	Wellpappe 236 g (100% recycelte Fasern)	-

