



Premiers Secours Cederroth

Catalogue Produits



Vos collaborateurs sont-ils prêts en cas d'accident ?

Notre souhait est que les premiers secours soient à la portée de tous. Grâce à un équipement complet en premiers secours sur votre lieu de travail, nous espérons que plus de vies pourront être sauvées si un accident se produit. C'est le but ultime qui nous anime.


Visitez le plus petit service des urgences au monde

Cederroth développe des solutions permettant à tout le monde d'administrer les premiers soins sans connaissances préalables particulières. Grâce à notre gamme innovante de produits de premiers secours, chaque lieu de travail peut personnaliser son propre service d'urgence afin de parer à toutes les situations si un accident se produit.

- Facile à comprendre : nos stations et nos kits sont conçus de telle sorte qu'il soit facile de trouver le produit approprié rapidement.
- Beaucoup de nos produits peuvent être utilisés pour répondre à de nombreux besoins, avec simplicité et clarté.
- Illustrations claires : n'importe qui doit pouvoir administrer les premiers secours. Partout.
- Signalisation : des références claires sont primordiales dans un équipement de premiers secours.

Les produits de Premiers Secours de Cederroth sont de haute qualité et conformes aux principales exigences de sécurité et de performance.

La plupart des produits contenus dans nos kits et stations sont des dispositifs médicaux portant le marquage CE conformément à la législation en vigueur. Le système de gestion de la qualité d'Orkla Wound Care AB est certifié conformément au MDR (règlement européen sur les dispositifs médicaux 2017/745), annexe IX, chapitres I et III, ainsi qu'à la norme ISO 13485:2016.



Nouveau ! Conception améliorée des emballages

- Des symboles clairs pour trouver plus rapidement le bon produit dans une situation stressante
- Vidéos de démonstration pour l'utilisation des produits via code QR
- Dates d'expiration visibles sur l'avant pour une inspection plus facile



Le plastique recyclé trouve une nouvelle vie dans les produits de Premiers Secours

Depuis 2022, le plastique de couleur verte des stations et distributeurs Cederroth est fabriqué à partir de plus de 85% de plastique recyclé. Nous passons maintenant à l'étape supérieure et commençons également à remplacer le plastique transparent par du plastique 100 % recyclé. À partir de l'été 2025, le plastique utilisé dans nos stations et distributeurs Cederroth devra être fabriqués à partir de >92 % de plastique recyclé. Utiliser du plastique recyclé réduit l'impact environnemental comparé à l'utilisation de plastique standard. Apprenez-en davantage sur notre parcours en matière de développement durable sur cederroth.com.



Station



Douche Oculaire



Kits portables



Pansement autoadhésif
et pansements




Recharges



Aperçu







CEDERROTH Stations

Un service d'urgences toujours à vos côtés.

Les stations de premiers secours novatrices de Cederroth sont des petits services d'urgences taillés sur mesure pour chaque lieu de travail. Elles ont été conçues de manière à pouvoir être placées partout, et sont accessibles à tous. Nous rendons votre environnement plus sûr, un petit service d'urgences à la fois.



CEDERROTH

Station de Premiers Secours

La Station de Premiers Secours de Cederroth est la base de l'équipement en premiers soins.

Elle contient des produits permettant de traiter plusieurs types de blessures et peut en outre s'adapter facilement à divers besoins en soins.

Propre et hygiénique !

Une porte transparente protège les produits de la poussière et de la saleté.

Présentation claire

Des instructions de premiers secours claires et faciles à comprendre sont imprimées sur la station, ainsi que sur les emballages des produits. Dans le grand compartiment situé derrière le panneau d'instructions, vous trouverez un kit de protection et des lingettes Lave-blessure.

Pansements à tirer vers le bas

Ce modèle de distributeur impose de tirer le pansement vers le bas, ce qui évite de souiller les autres pansements.

Clé

Les recharges sont verrouillées dans le distributeur pour s'assurer qu'elles ne disparaissent pas. Le distributeur de pansement autoadhésif est également verrouillé. Une clé spéciale permet de recharger les réserves vides.

Regardez la vidéo pédagogique sur la station de Premiers Secours pour savoir comment utiliser la clé spéciale. Contactez-nous si vous avez besoin d'une clé supplémentaire.



Pas de gaspillage !

Il est temps de réapprovisionner ?

Des autocollants rouges signalent quand il est temps de réapprovisionner.



Scannez le code QR pour regarder la vidéo de démonstration sur la Station de Premiers Secours de Cederroth.

* Le plastique des stations et des distributeurs de Premiers Secours Cederroth sera composé de plus de 92 % de plastique recyclé à partir de l'été 2025.



Station de Premiers Secours Cederroth
REF 51011026

Dimensions : L 29 x H 56 x P 12 cm

- 2 Stop-Sang 4-en-1 Cederroth (REF 1910)
- 3 Mini Stop-Sang 4-en-1 Cederroth (REF 1911)
- 1 (x 2) Compresses Pour Brûlure Cederroth (REF 901900)
- 1 Spray Nettoyant Yeux et Plaies Cederroth 150 ml (REF 726000)
- 1 Distributeur de Pansement Autoadhésif Cederroth avec le Pansement beige, 2 m x 6 cm (REF 51011019)
- 1 Distributeur de Pansements Salvequick, comprenant
 - 1 (x 45) Pansements Plastiques Salvequick (REF 6036)
 - 1 (x 40) Pansements Textiles Salvequick (REF 6444)
 - 1 (x 20) Lingettes Lave-blessure Salvequick (REF 323700)
- 1 Kit de Protection Cederroth (REF 2596)
- 1 Illustration de Premiers Secours
- 1 Clé



Station de Premiers Secours et Brûlures

Station de premiers secours pour lieux de travail à risque de brûlures et/ou avec manipulation d'aliments : cuisines de collectivités, industrie alimentaire.

Cederroth Burn Gel en cas de Brûlure

Le gel en spray et la compresse pour brûlure procurent un rafraîchissement rapide et un soulagement efficace en cas de brûlures. Le gel pour brûlure rafraîchit aussi efficacement que de l'eau tiède et accélère ainsi le processus de guérison.

Distributeur de Pansement Autoadhésif

Le Pansement Autoadhésif Bleu Cederroth est un pansement-bandage élastique qui tient tout seul tout en préservant une mobilité optimale. Grâce au distributeur, il est facile de découper un morceau à la bonne longueur. Ce pansement convient à tous les types de blessures et reste en place, même dans l'eau.

Pansements pour Brûlures

Le pansement pour brûlure protège et soulage en cas de brûlures mineures. Le pansement se compose d'un hydrogel frais qui recouvre les fibres nerveuses de la peau et aide à soulager, favorisant une cicatrisation plus rapide. La compresse ne colle pas à la plaie.

Pansements bleus pour l'industrie alimentaire

Le Pansement Bleu Détectable Salvequick est adapté à la manipulation d'aliments. Sa couleur bleue le rend visuellement repérable, et il peut être détecté par la plupart des détecteurs de métaux utilisés dans l'industrie alimentaire.



Scannez le code QR pour regarder la vidéo de démonstration sur la station de Premiers Secours et Brûlures de Cederroth.



Station de Premiers Secours et Brûlures Cederroth

REF 51011003

Dimensions : L 29 x H 56 x P 12 cm

- 2 Stop-Sang 4-en-1 Cederroth (REF 1910)
- 3 Mini Stop-Sang 4-en-1 Cederroth (REF 1911)
- 2 (x 2) Compresse Pour Brûlure 10 x 10 cm (REF 901900)
- 1 Gel en Spray Pour Brûlure 100 ml (REF 51011005)
- 1 Distributeur de Pansement Autoadhésif Bleu Comprenant un Rouleau de Pansement Autoadhésif bleu, 2 m x 6 cm (REF 51011011)
- 1 Distributeur de Pansements Salvequick Comprenant
 - 1 (x 35) Pansements Bleus Détectables (REF 51030127)
 - 1 (x 30) Pansements Bleus Détectables, Bout des Doigts/Standard Salvequick (REF 51030126)
- 1 (x 20) Lingettes Lave-blessure Salvequick (REF 322700)
- 1 Masque Respiratoire (REF 1921)
- 1 Boîte de Pansements Pour Brûlure (REF 901903)
- 1 Illustration de Premiers Secours
- 1 Clé



CEDERROTH

Distributeur Soins des Plaies

Tout ce dont vous avez besoin pour soigner des plaies mineures réuni dans un distributeur pratique. Complément intelligent à d'autres équipements de premiers secours. Contient un pansement autoadhésif bleu sans colle qui reste en place même dans l'eau.



Lingettes lave-blessure

40 pièces

Le couvercle antipoussière

Le contenu reste propre derrière.

Nouveau ! Couvercle transparent.



3 recharges de pansements

Dure plus longtemps.

Distributeur Soins de Plaies Cederroth REF 51011006

Dimensions : L 20 X H 31 X P 16 cm

- I (x 40) Lingettes Lave-blessure Salvequick (REF 3227)
- I Pansement Autoadhésif bleu 4,5 m (REF 51011010)
- I (x 40) Pansements Textiles (REF 6444)
- I (x 45) Pansements Plastiques (REF 6036)
- I (x 21) Pansements Textiles Maxi Salvequick (REF 6470)
- I Clé



* Le plastique des stations et des Distributeurs de Premiers Secours Cederroth sera composé de plus de 92 % de plastique recyclé à partir de l'été 2025.



CEDERROTH

Distributeur Soins des Plaies Bleu

Spécialement conçu pour les restaurants et l'industrie alimentaire. Tout ce dont vous avez besoin pour soigner des plaies mineures réuni dans un distributeur pratique. Complément pratique à d'autres équipements de premiers secours. Contient une grande quantité de pansements bleus détectables, des lingettes lave-blessure et un pansement autoadhésif bleu sans colle qui reste en place même dans l'eau.



Distributeur de Pansement Autoadhésif

Rouleau de 4,5 mètres.



Pansements Bleus Détectables Salvequick

Spécialement conçus pour la restauration et l'industrie alimentaire.



Distributeur Soins des Plaies Bleu Cederroth REF 51011009

Dimensions : L 30 x H 19 x P 14 cm

- 1 (x 40) lingettes Lave-blessure Salvequick (REF 3227)
- 1 Pansement Autoadhésif bleu 4,5 m (REF 51011010)
- 2 (x 35) Pansements Bleus Détectables (REF 51030127)
- 1 (x 30) Pansements Bleus Détectables, Bout des Doigts/Standard Salvequick (REF 51030126)
- 1 Clé



* Le plastique des stations et des Distributeurs de Premiers Secours Cederroth sera composé de plus de 92 % de plastique recyclé à partir de l'été 2025.

Produits prêts à l'usage

Réserve



Porte protégeant de la poussière



CEDEROTH

Armoire de Premiers Secours Double Porte

Derrière la porte qui assure une protection contre la poussière, se trouvent des instructions de premiers secours et des produits prêts à être utilisés, clairement organisés et facilement accessibles. Cette armoire métallique dispose d'un espace de rangement qui ferme à clé, ce qui permet de stocker des recharges. Livrée approvisionnée.

Armoire de Premiers Secours Double Porte Cedarroth REF 290900

Dimensions : L 38 x H 58 x P 17 cm

- 1 Distributeur de Pansements Salvequick Comprenant
 - 1 (x 40) Pansements Textiles (REF 6036) et
 - 1 (x 45) Pansements Plastiques (REF 6444)
- 7 Stop-sang 4-en-1 Cedarroth (REF 1910)
- 9 Mini Stop-Sang 4-en-1 Cedarroth (REF 1911)
- 4 Kits de Protection Cedarroth (REF 2596)
- 6 (x 40) Pansements Textiles Salvequick (REF 6444)
- 6 (x 45) Pansements Plastiques Salvequick (REF 6036)
- 6 (x 15) Pansements Pour le Bout des Doigts Salvequick (REF 6454)
- 6 (x 21) Pansements Textile XL Salvequick (REF 6470)
- 4 (x 40) Boîtes de Lingettes Lave-blessure Salvequick (REF 3227)
- 1 Distributeur de lingettes Lave-blessure Salvequick
- 1 Paire de Ciseaux (REF 270002)
- 1 Pince (REF 1875)
- 1 Illustration de Premiers Secours
- 2 Clés

CEDEROTH

Petit Panneau de Premiers Secours Cedarroth

Petit Panneau de Premiers Secours REF 191400

Dimensions : L 25 x H 40 x P 5 cm

- 1 Cedarroth 4-in-1 Stop-Sang (REF 1910)
- 3 Cedarroth 4-in-1 mini Stop-Sang (REF 1911)
- 1 Distributeur de Pansements Salvequick Comprenant
 - 45 Pansements Plastique (REF 6444) et
 - 40 Pansements Textile (REF 6036)



Un panneau de petit format qui convient aux espaces réduits ou aux véhicules professionnels comme les poids lourds et les fourgonnets.







CEDERROTH

Douche Oculaire

Conçu pour durer des années.

Notre douche oculaire tamponnée représente une solution rapide et fiable grâce à son effet neutralisant sur les expositions à des produits alcalins ou acides, qui nécessitent une intervention rapide. Avec son design ergonomique et sa durée de conservation parmi les plus longues du marché (4,5 ans), notre douche oculaire démontre notre engagement à créer des lieux de travail plus sûrs pour tous.

*L'effet est généralement plus puissant sur les bases que sur les acides.





L'œillère intégrée dirige le liquide dans l'œil sans gaspillage

L'œillère aide à maintenir l'œil ouvert pendant le rinçage. Comme elle est transparente, un collègue peut vérifier que l'œil reste ouvert.



Forme unique !



La solution tamponnée augmente les chances de sauver vos yeux

Douche Oculaire Cederroth : lorsque chaque seconde compte.

La Douche Oculaire Cederroth est conçue pour restaurer le pH de l'œil, c'est-à-dire qu'elle a un effet neutralisant sur les projections basiques et acides. Le résultat est plus rapide qu'avec une solution de rinçage ordinaire.[#] Durée de conservation de 4 ans et demi.

Si un accident se produit avec une substance contenant du calcium (ciment, béton ou chaux), le rinçage peut s'effectuer en toute sécurité avec la Douche Oculaire Cederroth puisqu'elle est 100 % sans phosphate.

CEDERROTH

Station de Douche Oculaire

La Douche Oculaire Cederroth s'ouvre instantanément dès qu'on la libère du support mural. Le rinçage doit commencer immédiatement.

La Station Contient 2 flacons de Douche Oculaire

Le flacon est conçu pour rincer l'œil avec un débit abondant pendant environ 1 minute et demie. Veiller à disposer de plusieurs flacons pour pouvoir effectuer un rinçage long, au moins 15 minutes. Son œillère unique aide à maintenir l'œil ouvert.

Distributeur de pansements et compartiment supplémentaire

La Station de Douche Oculaire contient un Distributeur de Pansements Salvequick ainsi qu'un espace supplémentaire qui permet de stocker des produits au choix : pansements Stop-sang, lunettes ou gants de protection.

Station de Douche Oculaire Cederroth
REF 721500

Dimensions : L 29 x H 56 x P 12 cm

2 Douche Oculaire Cederroth à 500 ml (REF 725200)

1 Distributeur de Pansements Salvequick comprenant

1 (x 45) Pansements Plastiques (REF 6036)

1 (x 40) Pansements Textiles (REF 6444)

1 Illustration de Douche Oculaire

1 Clé



Cet effet est généralement plus puissant sur les bases que sur les acides.

Effet
neutrali-
sant#



Scannez le code QR pour regarder la vidéo de démonstration sur la Douche Oculaire Cederroth.

CEDERROTH

Armoire de Douche Oculaire

Une armoire de douche oculaire compacte qui protège de la poussière et de l'eau. Comprend 2 flacons de Douche Oculaire Cederroth. Facile à installer, même dans les petits espaces. Couvercle transparent pour une grande visibilité.

Armoire de Douche Oculaire Cederroth
REF 51011040

Dimensions: L 19 x H 30 x P 9 cm

2 Douche Oculaire Cederroth à 500 ml (REF 725200)

1 Panneau d'instructions



* Le plastique de la station de Douche Oculaire Cederroth sera composé de plus de 87 % de plastique recyclé et l'armoire de Douche Oculaire de plus de 78 % de plastique recyclé à partir de l'été 2025.



DOUCHE OCULAIRE TAMPONNÉE CEDERROTH

Pour un effet neutralisant*



Douche Oculaire Cederroth REF 725200

2 x 500ml solution isotonique de chlorure de sodium tamponnée et stérile, sans conservateur, à usage unique.
Dimensions du flacon : 6,5 cm x 23,5 cm.
Durée de conservation : 4 ans et demi.



Porte-flacon mural Cederroth REF 7200

Pour flacon de Douche Oculaire Cederroth 500ml (REF 725200). Livré avec un panneau d'instructions photoluminescentes.
Dimensions : L 9 x H 27 x P 7 cm.



Courroie pour porte-flacon mural REF 7205

Offre une fixation supplémentaire quand le flacon est placé dans un environnement soumis aux vibrations, les poids lourds par exemple.



Douche Oculaire Cederroth en format de Poche, REF 7221

235 ml solution isotonique de chlorure de sodium tamponnée et stérile, sans conservateur, à usage unique.
Dimensions : L 6,5 x H 16 x P 4,5 cm.
Durée de conservation : 4 ans et demi.



Étui Cederroth REF 720300

Étui en nylon vert avec passant de ceinture pour la Douche Oculaire Cederroth en format de poche (REF 7221).
Dimensions : L 8 x H 16 x P 4,5 cm.



Douche Oculaire REF 1740

Double face et luminescent 20 x 20 cm.



Armoire Chauffante Cederroth REF 790400

L'armoire chauffante est destinée au stockage de deux flacons de Douche Oculaire Cederroth en environnement froid. L'armoire permet de maintenir la température du liquide à +20 °C lorsque la température ambiante descend jusqu'à -20 °C. Elle fonctionne automatiquement en 12V et 24V sans accessoire supplémentaire (en 230V avec transformateur). Prise pour allume-cigare. Protecteur de batterie. Conforme aux normes de sécurité électrique et marquage CE. Douche oculaire à commander séparément (REF 725200). L 28 x H 32 x P 13 cm.



Transformateur Cederroth REF 790500

Double isolation pour supporter le froid. Indice de protection IP44. 230V/14VDC, 30W. Contact pour branchement sur prises 12/24V.



* Cet effet est généralement plus puissant sur les bases que sur les acides.

RINÇAGE OCULAIRE CEDERROTH

Pour poussières et saletés



**Mallette de Douche Oculaire
Cederroth**
REF 51011042


Contient 5 (x 500 ml) flacons de Douche Oculaire. La mallette peut être placée au mur grâce au support mural (REF 51011041).

Dimensions : L 43 x H 32 x P 10 cm.



Support Mural Cederroth
REF 51011041

Pour mallette de Douche Oculaire Cederroth (REF 51011042). Grâce au support mural, la mallette peut être placée à un endroit convenu.



**Spray Nettoyant Pour Yeux et Plaies
Cederroth**
REF 726000

Vaporisateur conçu pour nettoyer et éliminer la poussière et les saletés des yeux et des blessures. Le spray délivre un flux de liquide doux, offrant une durée de rinçage totale de 5 minutes. Il fonctionne sous tous les angles et dans toutes les directions. Le spray peut être utilisé plusieurs fois et reste stérile jusqu'à la dernière goutte.

Contient 150 ml de solution de chlorure de sodium stérile, NaCl 0,9 %. Gaz propulseur respectueux de l'environnement. Convient pour la station de Premiers Secours.

Durée de conservation : 5 ans et demi.

Guide du rinçage Oculaire



Accidents graves

Substances irritantes et corrosives ainsi que poussières et salissures.

- Armoire de Douche Oculaire Cederroth (REF 51011040)
- Douche Oculaire Cederroth 235ml format de poche (REF 7221)



Transport hôpital

Après rinçage initial sur le lieu de l'accident, prendre plusieurs flacons pour continuer le rinçage pendant le transport vers l'hôpital.

- Mallette de Douche Oculaire Cederroth (REF 51011042)
- Spray Nettoyant Yeux et Plaies 150ml Cederroth (REF 726000)



Dans des cas plus simples

Pour lésions oculaires non provoquées par des produits chimiques.

- Spray Nettoyant Yeux et Plaies 150ml Cederroth (REF 726000)







CEDERROTH



Kit de Premiers Secours

Une main secourable sur la route.

Une raison simple explique pourquoi nos kits de premiers secours existent en tant de formes et de tailles différentes : ils doivent être faciles à porter et encore plus faciles à utiliser. Que l'accident se produise sur votre lieu de travail ou sur la route, Cederroth sera toujours à vos côtés.



CEDERROTH

Kit de Premiers Secours Extra-grand

Kit de premiers secours solide et durable en plastique rigide avec distributeur de pansements sur l'extérieur. La mallette protège des chocs, de la poussière et de l'humidité. Identification immédiate des produits, notamment : gants, ciseaux et masque respiratoire dans le couvercle. Des autocollants rouges signalent quand il est temps de réapprovisionner. Les couleurs verte et jaune rendent la mallette visible de loin. Emplacement pour douche oculaire ou produit au choix.



Distributeur de pansements breveté placé sur l'extérieur

Il permet de prendre facilement un pansement sans déranger ni salir le contenu de la mallette.

Kit de Premiers Secours Extra-grand REF 390103

Dimensions : L 42 x H 12 x P 30 cm

- 3 Stop-sang 4-en-1 Cederroth (REF 1910)
- 4 Mini Stop-sang 4-en-1 Cederroth (REF 1911)
- 45 Pansements Plastiques Salvequick (REF 6036)
- 40 Pansements Textiles Salvequick (REF 6444)
- 10 Lingettes Lave-blessure Salvequick (REF 510005534)
- 2 Compresses Pour Brûlure (REF 901900)
- 2 Pansement Autoadhésif bleu 6 x 40cm (REF 51011023)
- 1 Spray Nettoyant Yeux et Plaies 150ml (REF 726000)
- 2 Bandes Élastiques 8 cm x 4m (REF 1882)
- 3 Compresses Métallisées 20 x 40cm (REF 1893)
- 2 Filets de Maintien Tubulaires (REF 1893)
- 1 Poche de Froid Instantané Salvequick (REF 219600)
- 1 Masque Respiratoire (REF 2596)
- 4 Paires de Gants (REF 2596)
- 4 Lingettes Désinfectantes Mains Cederroth (REF 2596)
- 1 Couverture de Survie Avec un Côté en Aluminium Thermo-isolant (REF 1892)
- 1 Paire de Ciseaux (REF 270002)
- 1 Pince (REF 1875)
- 1 Illustration de Premiers Secours



Support Mural
REF 51000008

Avec les produits de Premiers Secours Cederroth, n'importe qui peut administrer les premiers soins. Les produits sont de conception simple et accompagnés d'instructions claires. Par conséquent, ils peuvent toujours être utilisés par tout le monde, partout, dans toutes les situations.



Kit de Premiers Secours Grand Modèle REF 390102

Dimensions : L 31 x H 25 x P 8 cm

3 Stop-sang 4-en-1 Cederroth (REF 1910)
2 Mini Stop-sang 4-en-1 Cederroth (REF 1911)
2 Compresses Métallisées 20 x 40 cm (REF 1893)
1 Filet de Maintien Tubulaire (REF 1893)
1 Compresses Pour Brûlure 10 x 10cm (REF 901900)
20 Pansements Salvequick (REF 510005534)
2 Pansement Autoadhésif bleu 6 x 40 cm (REF 51011023)
10 Lingettes Lave-blessure Salvequick (REF 510005534)
2 Bandes Élastiques 8 cm x 4 m (REF 1882)
1 Écharpe (REF 1889)
2 Paires de Gants (REF 2596)
2 Lingettes Désinfectantes Mains Cederroth (REF 2596)
1 Masque Respiratoire (REF 2596)
1 Couverture de Survie Avec un Côté en Aluminium
Thermo-isolant (REF 1892)
1 Paire de Ciseaux (REF 270002)
1 Illustration de Premiers Secours

Accessoires:

Support Mural (REF 190400)



CEDERROTH

Kit de Premiers Secours Grand Modèle

Kit de premiers secours bien équipé, réalisé dans un matériau épais et résistant qui protège le contenu de la poussière et de l'humidité. Poignée ergonomique. Les produits sont emballés dans des pochettes en plastique transparent, les rendant identifiables au premier coup d'œil. Il est essentiel de trouver le produit approprié lorsque chaque seconde compte. Emplacement pour vos propres produits.

Facile à emporter

Poignée ergonomique qui ne glisse pas.



Mallette réalisée dans un matériau résistant à la surface mate

La mallette est réalisée dans un matériau moulé semblable à du caoutchouc qui protège de la poussière, de l'humidité et de la saleté. Le contenu reste propre et prêt à servir.

Identification immédiate des produits

Les produits sont emballés dans des pochettes en plastique transparent, les rendant identifiables au premier coup d'œil. Il est essentiel de trouver le produit approprié lorsque chaque seconde compte.



Emplacement pour
vos propres produits



CEDERROTH

Kit de Premiers Secours Modèle Moyen

Kit de premiers secours bien équipé, réalisé dans un matériau épais et résistant qui protège le contenu de la poussière et de l'humidité. Poignée pratique avec une bande velcro réglable. Les produits sont emballés dans des pochettes en plastique transparent, les rendant identifiables au premier coup d'œil. Il est essentiel de trouver le produit approprié lorsque chaque seconde compte. Emplacement pour vos propres produits.



Kit de Premiers Secours Modèle Moyen Cederroth REF 390101

Dimensions : L 23 x H 19 x P 8 cm

- 1 Stop-sang 4-en-1 Cederroth (REF 1910)
- 1 Mini Stop-sang 4-en-1 Cederroth (REF 1911)
- 1 Compresse Pour Brûlure (REF 901900)
- 10 Pansements Salvequick (REF 510005534)
- 4 Grands Pansements Salvequick (REF 510005534)
- 6 Lingettes Lave-blessure Salvequick (REF 510005534)
- 1 Bande Élastique 8 cm x 4 m (REF 1882)
- 1 Masque Respiratoire (REF 2596)
- 2 Paires de Gants (REF 2596)
- 2 Lingettes Désinfectantes Mains Cederroth (REF 2596)
- 1 Couverture de Survie Avec un Côté en Aluminium Thermo-isolant (REF 1892)
- 1 Paire de Ciseaux (REF 270002)
- 1 Illustration de Premiers Secours

Accessoires:

Support Mural (REF 190400)



CEDERROTH

Kit de Premiers Secours Petit Modèle

Petite et souple

Facile à transporter.

Peut se fixer à la ceinture

Cette petite trousse se transporte facilement dans la poche ou fixée à la ceinture.



Revêtement souple et résistant

Le revêtement est en nylon résistant qui protège de la saleté et de la poussière.



Kit de Premiers Secours Petit Modèle Cederroth REF 390100

Dimensions : L 13 x H 7 x P 5 cm

- 1 Stop-sang 4-en-1 Cederroth (REF 1910)
- 6 Pansements Salvequick (REF 510005534)
- 2 Grands Pansements Salvequick (REF 510005534)
- 2 Lingettes Lave-blessure Salvequick (REF 510005534)

CEDERROTH

Kit de Premiers Secours Pour Brûlure



Un kit portable de Premiers Secours pour soigner les brûlures. Les produits Burn Gel procurent un rafraîchissement et un soulagement de la douleur en cas de brûlures au premier et deuxième degré. Contient des compresses pour brûlure en 3 tailles différentes, dont une grande compresse/un masque facial de 30 x 40 cm. Convient aux lieux de travail présentant un risque élevé de brûlures, où l'on manipule du feu, des flammes nues, des surfaces chaudes, de la vapeur, des liquides chauds et des fours.

Kit de Premiers Secours Pour Brûlure Cederroth REF 51011013

Dimensions : L 31 x P 8 x H 25 cm

- 1 Gel Pour Brûlure 100 ml (REF 51011005)
- 1 Compresse Pour Brûlure/Masque Facial 30 x 40 cm (REF 51011014)
- 4 Compresses Pour Brûlure 10 x 10 cm (REF 901900)
- 2 Compresses Pour Brûlure 20 x 20 cm (REF 51011015)
- 1 Stop-sang 4-en-1 Cederroth (REF 1910)
- 1 Filet de Maintien
- 6 Bandes Élastiques de Fixation
- 2 Paires de Gants
- 1 Paire de Ciseaux (REF 270002)
- 1 Instructions de Premiers Secours et Brûlures

Accessoires:

Support Mural (REF 190400)



Mallette avec poignée de transport pratique

Bien visible

Symbole de flamme imprimé et fermeture à glissière orange.




Facile à utiliser avec des instructions claires



Identification immédiate des produits

Les produits sont emballés dans des pochettes en plastique transparent, les rendant identifiables au premier coup d'œil. Il est essentiel de trouver le produit approprié lorsque chaque seconde compte.







CEDERROTH



Pansement Autoadhésif et Pansements

Des pansements intelligents : toujours à portée de main.

Les pansements Salvequick et les distributeurs de pansements Cederroth constituent un système complet et facile à utiliser. Les pansements sont faciles à appliquer, souples et simples à utiliser. Ils sont disponibles dans une large gamme de variantes et également sous forme de pansement-bandage autoadhésif souple.



CEDERROTH

Distributeur 2-en-1 de Pansement Autoadhésif

Nouveau !

Maintenant avec deux rouleaux en deux tailles

Un complément idéal à votre équipement de Premiers Secours pour soigner rapidement et facilement les blessures mineures. Sa taille compacte permet de le fixer facilement au mur, même dans les espaces restreints.

Le distributeur dispose d'une lame intégrée pour une utilisation facile et est accompagné d'instructions claires. Le distributeur est verrouillé pour éviter le gaspillage, et s'ouvre facilement avec une clé spéciale. Le couvercle transparent protège les produits de la poussière et de la saleté.



Distributeur 2-en-1 de Pansement Autoadhésif
Cederroth, REF 510004108
Dimensions : L 14,5 x H 12,5 x P 14 cm

1 Pansement Autoadhésif Cederroth bleu,
6 cm x 4,5 m (REF 51011010)
1 Pansement Autoadhésif Cederroth bleu,
3 cm x 4,5 m (REF 51011022)



CEDERROTH

Pansement Autoadhésif

Disponible en 3 couleurs et différentes tailles

Nos pansements auto-adhésifs, flexibles et adaptables, offrent une alternative polyvalente et efficace aux pansements traditionnels. Les bandages collent uniquement sur eux-même et sont faciles à utiliser; il suffit de les enrouler autour de la plaie et d'appuyer pour les appliquer. Le pansement auto-adhésif est disponible en différentes tailles, couleurs et solutions de distribution pour répondre aux différents besoins sur le lieu de travail.



6 cm x 4,5 m

Cederroth Pansement Autoadhésif
bleu 6cm x 4,5m, REF 51011010

Recommandé pour l'agroalimentaire où une grande visibilité est obligatoire - comme dans les cuisines, les restaurants ou la production alimentaire. La couleur bleue facilite la détection visuelle du bandage.

Recharge pour le Distributeur de Soins des Plaies et le Distributeur 2-en-1 de Pansement Autoadhésif.



6 cm x 4,5 m

Cederroth Pansement Autoadhésif
beige 6cm x 4,5m, REF 51011020

Discret, il convient aux lieux de travail où il est important de détecter rapidement la saleté ou les signes de saignement. Convient aux bureaux, aux écoles et aux cabinets médicaux. **Recharge pour le Distributeur de Soins des Plaies et le Distributeur 2-en-1 de Pansement Autoadhésif.**



6 cm x 4,5 m

Cederroth Pansement Autoadhésif
noir 6cm x 4,5m, REF 51011021

Idéal pour les lieux de travail comme l'industrie, la construction, les ateliers ou les véhicules où la saleté et l'huile sont courantes. La couleur noire permet au bandage de rester propre plus longtemps, même dans des conditions difficiles. **Recharge pour le Distributeur de Soins des Plaies et le Distributeur 2-en-1 de Pansement Autoadhésif.**



6 cm x 2 m

Pansement Autoadhésif beige Cederroth 6 cm x 2 m, REF 51011019

Pansement autoadhésif sans colle qui se déchire facilement à la longueur souhaitée. Convient à toutes les plaies mineures et reste en place indépendamment des conditions de chaleur, de froid, d'humidité et de sécheresse. **Recharge pour Station de Premiers Secours.**



6 cm x 2 m

Pansement Autoadhésif bleu Cederroth 6 cm x 2 m, REF 51011011

Pansement autoadhésif sans colle qui se déchire facilement à la longueur souhaitée. Convient à toutes les plaies mineures et reste en place indépendamment des conditions de chaleur, de froid, d'humidité et de sécheresse. **Recharge pour Station de Premiers Secours.**



3 cm x 4,5 m

Pansement Autoadhésif beige Cederroth 3 cm x 4,5 m, REF 51011018

Facile à enrouler autour des petites mains ou lorsque vous avez une plaie mineure. C'est un pansement autoadhésif sans colle, ce qui l'empêche d'adhérer à la peau ou aux cheveux. **Recharge pour Distributeur 2-en-1 de Pansement Autoadhésif.**



3 cm x 4,5 m

Pansement Autoadhésif bleu Cederroth 3 cm x 4,5 m, REF 51011022

Facile à enrouler autour des petites mains ou lorsque vous avez une plaie mineure. C'est un pansement autoadhésif sans colle, ce qui l'empêche d'adhérer à la peau ou aux cheveux. **Recharge pour Distributeur 2-en-1 de Pansement Autoadhésif.**



6 cm x 40 cm

Pansement Autoadhésif en Format de Poche, blue, REF 51011023

Pansement autoadhésif sans colle qui se déchire facilement à la longueur souhaitée. Convient à toutes les plaies mineures et reste en place indépendamment des conditions de chaleur, de froid, d'humidité et de sécheresse.



SALVEQUICK

Distributeur de Pansements

Ce modèle de distributeur impose de tirer le pansement vers le bas, ce qui évite de souiller les autres pansements. Les pansements et le Distributeur Automatique de Pansements Salvequick forment un système complet



Applicable d'une seule main

Lorsqu'un pansement est retiré du distributeur automatique, l'une des surfaces adhésives se libère et le pansement est prêt à être utilisé. C'est si pratique qu'une seule main suffit pour l'appliquer.

simple d'utilisation. Les pansements sont toujours disponibles, prêts à être utilisés. Les recharges sont stockées sous clé, ce qui évite le gaspillage.

Propre, sec et hygiénique

Avec notre distributeur, il faut tirer le pansement vers le bas, ce qui évite de souiller les autres pansements. Le couvercle hygiénique préserve la propreté et la fraîcheur des pansements tout en permettant de voir s'il est temps de réapprovisionner le distributeur.

Pas de gaspillage

Les recharges de pansements sont stockées sous clé dans le distributeur afin qu'elles ne disparaissent pas. Une clé spéciale est utilisée pour recharger les réserves vides.



Distributeur de Pansements Salvequick

REF 490700

Dimensions : L 23 x H 12 x P 5,5 cm

Distributeur de Pansements Salvequick complet avec

I (x 40) Pansements Textiles (REF 6444) et

I (x 45) Pansements Plastiques (REF 6036)

I Clé



SALVEQUICK

Recharges de Pansements

Les pansements Salvequick sont souples et constitués de fibres de qualité. Ils sont hypoallergéniques, légers, flexibles et faciles à appliquer.



Pansements Textiles Salvequick

REF 6444

Chaque recharge contient 40 pansements (24 de 72 x 19 mm et 16 de 72 x 25 mm). 6 recharges/boîte.



Pansements Textiles Salvequick Maxi

REF 6470

Chaque recharge contient 21 pansements (14 de 80 x 30 mm et 7 de 80 x 60 mm). 6 recharges/boîte.



Pansements Pour le Bout des Doigts Salvequick

REF 6454

Chaque recharge contient 15 pansements (87 x 56 (23) mm). 6 recharges/boîte.

SALVEQUICK

Distributeur de Pansements Bleus DéTECTables

Le distributeur de pansements bleus déTECTables est spécialement conçu pour une utilisation dans l'industrie alimentaire. Les pansements sont déTECTables et peuvent être déTECTés par la plupart des déTECTeurs de métaux. Leur couleur bleue les rend visuellement facilement repérables.



Distributeur de Pansements Bleus DéTECTables Salvequick
REF 51030130

Dimensions : L 23 x H 12 x P 5,5 cm

2 (x 35) Pansements Bleus DéTECTables Salvequick
(REF 51030127)

1 Clé



* Le plastique des stations et des Distributeurs de Premiers Secours Cederroth sera composé de plus de 92% de plastique recyclé à partir de l'été 2025.



Pansements Plastiques Salvequick
REF 6036

Chaque recharge contient 45 pansements (27 de 72 x 19 mm et 18 de 72 x 25 mm). 6 recharges/boîte.




Pansements Bleus DéTECTables Bout des doigts/standard
Salvequick, REF 51030126

Très doux, souples et imperméables. DéTECTables par la plupart des déTECTeurs de métaux utilisés dans l'industrie alimentaire. Chaque recharge contient 30 pansements (15 de 66 x 39 (22) mm et 15 de 72 x 19 mm). 6 recharges/boîte.



Pansements Salvequick Sensitive
REF 6943

Pour peaux sensibles. Chaque recharge contient 43 pansements (27 de 72 x 19 mm et 16 de 72 x 25 mm). 6 recharges/boîte.



Pansements Bleus DéTECTables Salvequick
REF 51030127

Très doux, souples et imperméables. DéTECTables par la plupart des déTECTeurs de métaux utilisés dans l'industrie alimentaire. Chaque recharge contient 35 pansements (21 de 72 x 19 mm et 14 de 72 x 25 mm). 6 recharges/boîte.



SALVEQUICK

Distributeur de Pansements & Pansements Détectables aux Rayons X

Les Pansements Bleus Détectables Salvequick X-Ray sont spécialement conçus pour être utilisés dans l'industrie alimentaire. Ils sont détectables aux rayons X et par détecteur de métaux.



Distributeur de Pansements Détectables Salvequick X-Ray
REF 510003295

Dimensions: L 23 x H 12 x P 5,5 cm

2 (x 30) Pansements Détectables aux Rayons X et par
Détecteur de Métaux (REF 510003320)
1 Clé



Pansements Détectables Salvequick X-Ray
REF 510003320

Chaque recharge contient 30 pansements (18 pièces de 72 x 19 mm et 12 pièces de 72 x 25 mm).
6 recharges/boîte

SALVEQUICK

Pansements Extra Longs

Facile à enrouler autour du doigt ou à appliquer dans des endroits difficiles d'accès.



Pansements Textiles Extra Longs Salvequick
REF 6496

Pansement textile extra long, doux et souple.
Dimensions : 120 x 20 mm. Chaque recharge
contient 30 pansements longs.
6 recharges/ boîte.



Pansements Plastiques Extra Longs
Salvequick, REF 6096

Pansements plastiques extra long, souples et
flexibles. chque recharge contient 30 pansement
(120x20mm). 6 recharges/boîte.
Dimensions : 120 x 20 mm. Chaque recharge
contient 30 pansements longs. 6 recharges/ boîte.



Pansements Bleus Détectables Extra Longs
Salvequick, REF 6796

Facile à enrouler autour du doigt. Doux et souple,
détectable par la plupart des détecteurs de
métaux utilisés dans l'industrie alimentaire.
Dimensions : 120 x 20 mm. Chaque recharge
contient 39 pansements. 6 recharges/boîte.

* Le plastique des stations et des Distributeurs de Premiers Secours Cederroth sera composé de plus de 92 % de plastique recyclé à partir de l'été 2025.



CEDERROTH

Recharges

**Facilité de réapprovisionnement
si nécessaire.**

Avec nos recharges, vous pouvez facilement compléter ce qui manque dans nos stations, panneaux, armoires et kits de premiers secours.



Recharges

Stop-sang 4-en-1 Pansement

Universel stérile avec des instructions claires pour chaque domaine d'utilisation.



Stop-sang 4-en-1 Cederroth REF 1910

Pansement universel stérile avec quatre fonctions: pansement compressif en cas de saignement important. Pansement de protection pour plaies superficielles. Pansement pour brûlure avec surface non adhérente de la compresse. Attelle temporaire. Des instructions claires sont imprimées directement sur l'emballage.



Mini Stop-sang 4-en-1 Cederroth REF 1911

Pansement universel stérile spécialement conçu pour les doigts et les orteils. Des instructions claires sont imprimées directement sur l'emballage.



Kit de Protection Cederroth REF 2596

Réduit le risque de contact entre le secouriste et le blessé. Contient un masque respiratoire équipé d'un clapet de retenue, 2 lingettes désinfectantes mains Cederroth.



Spray Nettoyant Pour Yeux et Plaies Cederroth, REF 726000

150 ml de solution de chlorure de sodium stérile conçue pour nettoyer et éliminer la poussière et les saletés des yeux et des blessures. Le spray peut être utilisé plusieurs fois et reste stérile jusqu'à la dernière goutte. Durée de conservation: 5 ans.



Salvequick Lingettes Lave-blessure 40 pièces, REF 3227

Les Lingettes Lave-blessure Salvequick remplacent le coton et les solutions de nettoyage des plaies en flacon. Contenu : 40 lingettes humides Salvequick avec une solution saline à 0,9 %. Emballées individuellement. Convient pour le panneau de Premiers Secours, l'armoire de Premiers Secours Double Porte Cederroth et le distributeur soin des Plaies Cederroth.



Salvequick Lingettes Lave-blessure 20 pièces, REF 323700

Les Lingettes Lave-blessure Salvequick remplacent le coton et les solutions de nettoyage des plaies en flacon. Contenu : 20 lingettes humides Salvequick avec une solution saline à 0,9 %. Emballées individuellement. Convient pour la Station de Premiers Secours.



Boîte de Recharges Pour Station de Premiers Secours REF 51011039

- 2 Stop-sang 4-en-1 Cederroth (REF 1910)
- 3 Mini Stop-sang 4-en-1 Cederroth (REF 1911)
- 1 Boîte (x 2) de Compresses Pour Brûlure Cederroth (REF 901900)
- 1 Spray Nettoyant Yeux et Plaies (REF 726000)
- 1 Pansement Autoadhésif Cederroth beige 6 cm x 2 m (REF 51011019)
- 1 Kit de Protection Cederroth (REF 2596)
- 1 (x 20) Lingettes Lave-blessure Salvequick (REF 323700)
- 1 (x 45) Pansements Plastiques Salvequick (REF 6036)
- 1 (x 40) Pansements Textiles Salvequick (REF 6444)
- 1 Clé



Pansements Pour Brûlure Cederroth REF 901903

Pansement bleu qui protège et soulage en cas de brûlure mineure. Le pansement pour brûlure convient également pour les écorchures et les petites coupures. Il est de couleur bleue, ce qui permet de l'utiliser pour la manipulation d'aliments. Le pansement se compose d'un hydrogel qui ne colle pas à la plaie. Imperméable et stérile. Avant d'appliquer le pansement pour brûlure, rafraîchir la brûlure pendant au moins 20 minutes, par exemple avec le gel en spray pour brûlure Cederroth ou en rinçant à l'eau tiède. 10 pansements/boîte (74 x 45 mm).



Gel en Spray Pour Brûlure Cederroth REF 51011005

Gel à base d'eau pour brûlures mineures, coups de soleil et plaies dues à des radiations. Agit comme une barrière protectrice temporaire qui rafraîchit et apaise la peau tout en réduisant la douleur. Peut être utilisé plusieurs fois.



Compresse Pour Brûlure Cederroth 10 x 10cm, REF 901900

Procure un rafraîchissement rapide et un soulagement efficace de la douleur en cas de brûlures et de coups de soleil. La compresse pour brûlure Cederroth rafraîchit aussi efficacement que de l'eau tiède et accélère ainsi le processus de guérison. Soluble dans l'eau. Compresse stérile 10 x 10 cm, 2 pièces/boîte.



Compresse Pour Brûlure, 20 x 20cm REF 51011015

Compresse pour brûlure qui refroidit rapidement et procure un soulagement de la douleur en cas de brûlure au premier et au deuxième degré. Compresse stérile 20 x 20 cm.



Compresse Pour Brûlure / Masque Facial, 30 x 40cm, REF 51011014

Grande compresse pour brûlure qui procure un rafraîchissement rapide et un soulagement efficace de la douleur en cas de brûlure au premier et au deuxième degré. Le froid atténue la douleur et le gonflement et empêche la lésion de gagner les couches profondes de la peau. Convient aux brûlures sur des surfaces importantes comme les jambes, les bras ou la poitrine. Peut également s'utiliser comme masque facial. Compresse stérile 30 x 40 cm.



Gel pour brûlures Cederroth:

- rafraîchissement rapide
- soulagement efficace de la douleur
- facile à utiliser
- instructions claires

Boîte de Recharges Pour Distributeur Soins des Plaies REF 51011038

- I (x 45) Pansements Plastiques Salvequick (REF 6036)
- I (x 40) Pansements Textiles Salvequick (REF 6444)
- I (x 21) Pansements Textiles XL Salvequick (REF 6470)
- I (x 40) Lingettes Lave-blessure Salvequick (REF 323700)
- I Pansement Autoadhésif Cederroth bleu 6 cm x 4,5 m (REF 51011010)
- I Clé



Recharges



Écharpe Cederroth REF 1889

Peut s'utiliser pour soutenir un bras blessé ou maintenir une compresse en place en cas de blessure à la tête. Contient 2 écharpes et 6 épingles de sûreté.



Bande Élastique Cederroth REF 1882

Longueur 4 mètres déployé, largeur 8cm. Attaches incluses.



Masque Bouche-à-bouche Cederroth, REF 1921

Dispositif permettant de pratiquer le bouche-à-bouche. Réduit le risque de contact direct entre le blessé et le secouriste. Accompagné d'instructions claires imprimées sur la toile du masque.



Masque Cederroth Dans un Étui REF 1925

Dispositif permettant de pratiquer le bouche-à-bouche. Réduit le risque de contact direct entre le blessé et le secouriste. Accompagné d'instructions claires imprimées sur la toile du masque.



Couverture de Survie Cederroth REF 1892

Couverture avec un côté en aluminium thermo-isolant qui protège de l'hypothermie.



Lingettes Désinfectantes Mains Cederroth, REF 3387

Lingettes pour le nettoyage efficace des mains. Contient de l'alcool à 70 %. 600 lingettes par carton.



Pansements et Lingettes Laveblessure Salvequick REF 510005534

Boîte de 20 pansements textiles Salvequick et 10 lingettes Lave-blessure Salvequick et 4 grands pansements.



Filet de Maintien Tubulaire Cederroth REF 1893

Grande compresse avec filet de maintien tubulaire pour maintenir le pansement en place.



Salvequick Poche de Froid Instantané, REF 219600

Sachet réfrigérant pour soulager la douleur et réduire le gonflement, lors d'une entorse par exemple.



Ciseaux 190mm REF 270002

Ciseaux Lister en acier inoxydable avec anneaux en plastique, conçus pour être utilisés dans les situations d'urgence. Les bouts arrondis empêchent les coupures. Les grands anneaux facilitent l'utilisation même avec de grandes mains.



Pince 100mm REF 1875

Pince en acier inoxydable, emballée individuellement dans un sachet en plastique. Cette pince est destinée à être utilisée dans des situations de premiers secours, par exemple pour manipuler un bandage ou enlever un corps étranger d'une blessure.

CEDERROTH
... **Synthèse**



Station de Premiers Secours Cederroth
REF 51011026
Dimensions : L 29 x H 56 x P 12 cm

- 2 Stop-Sang 4-en-1 Cederroth (REF 1910)
- 3 Mini Stop-Sang 4-en-1 Cederroth (REF 1911)
- 1 (x 2) Compresses Pour Brûlure Cederroth (REF 901900)
- 1 Spray Nettoyant Yeux et Plaies Cederroth 150ml (REF 726000)
- 1 Distributeur de Pansement Autoadhésif Cederroth avec le Pansement beige, 2m x 6 cm (REF 51011019)
- 1 Distributeur de Pansements Salvequick, comprenant 1 (x 45) Pansements Plastiques Salvequick (REF 6036)
- 1 (x 40) Pansements Textiles Salvequick (REF 6444)
- 1 (x 20) Lingettes Lave-blessure Salvequick (REF 323700)
- 1 Kit de Protection Cederroth (REF 2596)
- 1 Illustration de Premiers Secours
- 1 Clé



Station de Premiers Secours et Brûlures Cederroth
REF 51011003
Dimensions : L 29 x H 56 x P 12 cm

- 2 Stop-sang 4-en-1 Cederroth (REF 1910)
- 3 Mini Stop-sang 4-en-1 Cederroth (REF 1911)
- 2 (x 2) Compresses Pour Brûlure 10 x 10cm (REF 901900)
- 1 Gel en spray Pour Brûlure 100ml (REF 51011005)
- 1 Distributeur de Pansement Autoadhésif Bleu Comprenant un Rouleau de Pansement Autoadhésif bleu, 2m x 6 cm (REF 51011011)
- 1 Distributeur de Pansements Salvequick Comprenant 1 (x 35) PPansements Bleus Détectables (REF 51030127)
- 1 (x 30) Pansements Bleus Détectables, Bout des Doigts/Standard Salvequick (REF 51030126)
- 1 Boîte de pansements pour brûlure (REF 901903)
- 1 (x 20) Lingettes Lave-blessure Salvequick (REF 323700)
- 1 Masque Respiratoire (REF 1921)
- 1 Illustration de Premiers Secours
- 1 Clé



Station de Douche Oculaire Cederroth
REF 721500
Dimensions : L 29 x H 56 x P 12 cm

- 2 x 500 ml Douche Oculaire Cederroth (REF 725200)
- 1 Distributeur de Pansements Salvequick Comprenant 1 (x 40) Pansements textiles (REF 6444)
- 1 (x 45) Pansements plastiques (REF 6036)
- 1 Illustration de Douche Oculaire
- 1 Clé



Armoire de Premiers Secours Double Porte Cederroth, REF 290900
Dimensions : L 38 x H 58 x P 17 cm

- 1 Distributeur Automatique de Pansements Salvequick Comprenant 1 (x 40) Pansements Textiles Salvequick (REF 6444)
- 1 (x 45) Pansements Plastiques Salvequick (REF 6036)
- 7 Stop-Sang 4-en-1 Cederroth (REF 1910)
- 9 Mini Stop-Sang 4-en-1 Cederroth (REF 1911)
- 4 Kits de Protection Cederroth (REF 2596)
- 6 (x 40) Pansements Textiles Salvequick (REF 6444)
- 6 (x 45) Pansements Plastiques Salvequick (REF 6036)
- 6 (x 15) Pansements Bout des Doigts Salvequick (REF 6454)
- 6 (x 21) Pansements Textiles Salvequick XL (REF 6470)
- 4 (x 40) Lingettes Lave-blessure Salvequick (REF 3227)
- 1 Distributeur Automatique de Lingettes Lave-blessure Salvequick 1 paire de ciseaux (REF 270002)
- 1 Pince (REF 1875)
- 1 Illustration de Premiers Secours
- 2 Clés



Petite Armoire de Premiers Secours Cederroth
REF 291400
Dimensions : L 26 x H 44 x P 17 cm

- 1 Distributeur de Pansements Salvequick Comprenant 1 (x 40) Pansements Plastiques (REF 6444) et 1 (x 45) Pansements Textiles (REF 6036)
- 2 Stop-Sang 4-en-1 Cederroth (REF 1910)
- 4 Mini Stop-Sang 4-en-1 Cederroth (REF 1911)
- 1 Kit de Protection Cederroth (REF 2596)
- 6 (x 40) Pansements Textiles Salvequick (REF 6444)
- 6 (x 45) Pansements Plastiques Salvequick (REF 6036)
- 1 Paire de Ciseaux (REF 270002)
- 1 Pince (REF 1875)
- 2 Clés



Petit Panneau de Premiers Secours Cederroth
REF 191400
Dimensions : L 25 x H 40 x P 5 cm

- 1 Distributeur de Pansements Salvequick Comprenant 1 (x 40) Pansements Plastiques (REF 6444) et 1 (x 45) Pansements Textiles (REF 6036)
- 1 Stop-Sang 4-en-1 Cederroth (REF 1910)
- 3 Mini Stop-Sang 4-en-1 Cederroth (REF 1911)



Armoire de Douche Oculaire Cederroth
REF 51011040
Dimensions : L 19 x H 30 x P 9 cm

2 x 500 ml Douche Oculaire Cederroth
(REF 725200)
1 x Panneau d'instructions



Distributeur Soins des Plaies Cederroth
REF 51011006
Dimensions : L 30 x H 19 x P 14 cm

1 (x 40) Lingettes Lave-blessure Salvequick
(REF 3227)
1 Pansement Autoadhésif bleu 4,5m (REF 51011010)
1 (x 40) Pansements Textiles (REF 6444)
1 (x 45) Pansements Plastiques (REF 6036)
1 (x 21) Pansements Textiles Maxi Salvequick
(REF 6470)
1 Clé



Distributeur Soins des Plaies Bleu
Cederroth
REF 51011009
Dimensions : L 30 x H 19 x P 14 cm

1 (x 40) lingettes Lave-blessure Salvequick (REF 3227)
1 Pansement Autoadhésif bleu 4,5m (REF 51011010)
2 (x 35) Pansements Bleus Détectables
(REF 51030127)
1 (x 30) Pansements Bleus Détectables, Bout des
Doigts/Standard Salvequick (REF 51030126)
1 Clé



Distributeur Automatique de Pansements
Salvequick
REF 490700
Dimensions : L 23 x H 12 x P 5,5 cm

1 (x 40) Pansements Textiles (REF 6444) et
1 (x 45) Pansements Plastiques (REF 6036)
1 Clé



Distributeur de Pansements Bleus
REF 51030130
Dimensions : L 23 x H 12 x P 5,5 cm

2 (x 35) Pansements Bleus Détectables Salvequick
(REF 51030127)
1 Clé



Distributeur de Pansements Détectables
Salvequick X-Ray
REF 510003295
Dimensions: L 23 x H 12 x P 5,5 cm

2 (x 30) Pansements Détectables aux Rayons X
et par Détecteur de Métaux (REF 510003320)
1 Clé

Nouveau !



Distributeur 2-en-1 de Pansement
Autoadhésif Cederroth
REF 510004108
Dimensions : L 14,5 x H 12,5 x P 14 cm

1 Pansement Autoadhésif Cederroth bleu,
6 cm x 4,50 m (REF 51011010)
1 Pansement Autoadhésif Cederroth bleu,
3 cm x 4,50 m (REF 51011022)





Kit de Premiers Secours Extra-Grand Cederroth
REF 390103
Dimensions : L 42 x H 30 x P 12 cm

3 Stop-Sang 4-en-1 Cederroth (REF 1910)
4 Mini Stop-Sang 4-en-1 Cederroth (REF 1911)
2 Compresses Pour Brûlure (REF 901900)
2 Pansement Autoadhésif bleu 6 x 40 cm (REF 51011023)
1 (x 45) Pansements Plastiques Salvequick (REF 6036)
1 (x 40) Pansements Textiles Salvequick (REF 6444)
10 Lingettes Lave-blessure Salvequick (REF 510005534)
1 Spray Nettoyant Yeux et Plaies 150 ml (REF 726000)
3 Compresses Métallisées 20 x 40 cm (REF 1893)
2 Filets de Maintien Tubulaires (REF 1893)
2 Bandes Élastiques 8 cm x 4 m (REF 1882)
1 Poche de Froid Instantané Salvequick (REF 219600)
1 Masque Respiratoire (REF 2596)
4 Paires de Gants (REF 2596)
4 Lingettes Désinfectantes Mains Cederroth (REF 2596)
1 Couverture de Survie Avec un Côté en Aluminium Thermo-isolant (REF 1892)
1 Paire de Ciseaux (REF 270002)
1 Pince (REF 1875)
Illustration de Premiers Secours



Kit de Premiers Secours Grand Modèle Cederroth
REF 390102
Dimensions : L 31 x H 25 x P 8 cm

3 Stop-Sang 4-en-1 Cederroth (REF 1910)
2 Mini Stop-Sang 4-en-1 Cederroth (REF 1911)
1 (x 2) Compresses Pour Brûlure 10 x 10 cm (REF 901900)
2 Pansement Autoadhésif bleu 6 x 40 cm (REF 51011023)
20 Pansements Salvequick (REF 510005534)
10 Lingettes Lave-blessure Salvequick (REF 510005534)
2 Bandes Élastiques 8 cm x 4 m (REF 1882)
1 Écharpe (REF 1889)
2 Paires de Gants (REF 2596)
2 Lingettes Désinfectantes Mains Cederroth (REF 2596)
1 Masque Respiratoire (REF 2596)
1 Filet de Maintien Tubulaire (REF 1893)
2 Compresses Métallisées 20 x 40 cm (REF 1893)
1 Couverture de Survie Avec un Côté en Aluminium Thermo-isolant (REF 1892)
1 Paire de Ciseaux (REF 270002)
Illustration de Premiers Secours



Kit de Premiers Secours Modèle Moyen Cederroth
REF 390101
Dimensions : L 23 x H 19 x P 8 cm

1 Stop-Sang 4-en-1 Cederroth (REF 1910)
1 Mini Stop-Sang 4-en-1 Cederroth (REF 1911)
1 Comresse Pour Brûlure (REF 901900)
6 Lingettes Lave-blessure Salvequick (REF 510005534)
10 Pansements Salvequick (REF 510005534)
4 Grands Pansements Salvequick (REF 510005534)
1 Bande Élastique 8 cm x 4 m (REF 1882)
1 Masque Respiratoire (REF 2596)
2 Paires de Gants (REF 2596)
2 Lingettes Désinfectantes Mains Cederroth (REF 2596)
1 Couverture de Survie Avec un Côté en Aluminium Thermo-isolant (REF 1892)
1 Paire de Ciseaux (REF 270002)
Illustration de Premiers Secours



Kit de Premiers Secours Petit Modèle Cederroth
REF 390100
Dimensions : L 13 x H 7 x P 5 cm

1 Stop-sang 4-en-1 Cederroth (REF 1910)
6 Pansements Salvequick (REF 510005534)
2 Grands Pansements Salvequick (REF 510005534)
2 Lingettes Lave-blessure Salvequick (REF 510005534)



Kit de Premiers Secours Pour Brûlure Cederroth
REF 51011013
Dimensions : L 31 x H 25 x P 8 cm

1 Gel Pour Brûlure 100 ml (REF 51011005)
1 Comresse Pour Brûlure/Masque Facial 30 x 40cm (REF 51011014)
2 Compresses Pour Brûlure 20 x 20cm (REF 51011015)
4 Compresses Pour Brûlure 10 x 10cm (REF 901900)
1 Stop-Sang 4-en-1 Cederroth (REF 1910)
1 Filet de Maintien
6 Bandes Élastiques de Fixation
2 Paires de Gants
1 Paire de Ciseaux (REF 270002)
Instructions de Premiers Secours et Brûlures

CEDERROTH Panneaux

Panneau luminescent en plastique dur qui brille dans le noir après s'être rechargé à la lumière du jour ou une autre source de lumière. Double face pour montage mural comme une enseigne ou suspension au plafond.

Support Pour Panneau REF 1750

Support pour panneau autocollant pour montage façon enseigne.



Croix Premiers Secours REF 1738

Double face et luminescent. 20 x 20 cm.



Douche Oculaire REF 1740

Double face et luminescent. 20 x 20 cm.



Flèche de Direction REF 1735

Double face et luminescent. 20 x 20 cm.

Êtes-vous correctement équipé pour sauver des vies ? Vérifiez-le grâce à la liste de contrôle

Lorsqu'un collègue se blesse gravement, il est important de pouvoir agir rapidement. Aidez-vous de la liste de contrôle ci-dessous pour vous assurer d'être correctement équipé pour faire face aux risques sur votre lieu de travail. Personnalisez l'équipement de Premiers Secours en fonction de vos besoins spécifiques. Cela peut être une question de vie ou de mort.

- ✓ La sélection des équipements de Premiers Secours repose sur une évaluation documentée des risques.
 - ✓ Des équipements de Premiers Secours sont disponibles pour permettre de prodiguer des premiers soins efficaces aux travailleurs comme aux visiteurs.
 - ✓ Les équipements de Premiers Secours sont placés de manière à ce que tout le monde les ait à portée de main et qu'ils soient faciles à trouver.
 - ✓ Les équipements sont signalés par des panneaux indicateurs.
 - ✓ Il y a toujours suffisamment de personnes capables de prodiguer les Premiers Secours.
 - ✓ Tout le monde sait ce qu'il faut faire en cas d'accident.
 - ✓ Des panneaux indiquent où se trouve le matériel de Premiers Secours, qui peut donner les premiers soins, les numéros de téléphone des ambulances et des taxis, ainsi que l'adresse du lieu de travail.
 - ✓ Toute personne travaillant en dehors d'un poste fixe dispose d'un équipement de Premiers Secours adapté qu'elle peut transporter avec elle.
 - ✓ Il existe des procédures d'inspection régulière de l'équipement.
 - ✓ Les contrôles sont documentés.
 - ✓ Il existe des procédures de soutien en cas de crise.
 - ✓ Il existe une douche oculaire installée à demeure et complétée par des flacons de lavage oculaire lorsque des produits chimiques corrosifs sont manipulés.
 - ✓ Des produits contre les brûlures sont disponibles en cas de risque de brûlures.
 - ✓ Une personne est désignée comme responsable de chaque unité de Premiers Secours.
 - ✓ La date de péremption n'est dépassée pour aucun produit.
-



Les premiers secours pour tous. Partout.

Distributeur :



Orkla Wound Care AB (Svetsarvägen 15), Box 1336, SE-171 26 Solna, Suède
Tel +46 (0)8 590 963 25. firstaid@cederroth.com www.cederroth.com