



PREMIERS SECOURS

Alimentaire et Restauration



CEDERROTH

Station de Premiers Secours et Brûlures

Station de Premiers Secours pour lieux de travail à risque de brûlures et/ou avec manipulation d'aliments: cuisines de collectivités, industrie alimentaire.

Cederroth Burn Gel en cas de brûlure

- La compresse pour brûlure procure un rafraîchissement rapide et un soulagement efficace en cas de brûlures
- Le gel pour brûlure rafraîchit aussi efficacement que de l'eau tiède et accélère ainsi le processus de guérison



Pansement Autoadhésif

- Le Pansement Autoadhésif Bleu Cederroth est un pansement/bandage élastique qui tient tout seul tout en préservant une mobilité optimale
- Grâce au distributeur, il est facile de découper un morceau à la bonne longueur
- Ce pansement convient à tous les types de blessures et reste en place, même dans l'eau

Pansements pour brûlures

- Protège et soulage en cas de brûlure mineure
- La compresse se compose d'un hydrogel qui recouvre les fibres nerveuses de la peau
- Aidant ainsi à soulager et à accélérer la cicatrisation de la plaie
- La compresse ne colle pas à la plaie

Pansements bleus Pour l'industrie alimentaire

- Sa couleur bleue le rend visuellement repérable, et il peut être détecté par la plupart des détecteurs de métaux utilisés dans l'industrie alimentaire



Scannez le code QR pour regarder la vidéo de démonstration sur la station de Premiers Secours et Brûlures de Cederroth.

Station de Premiers Secours et Brûlures Cederroth REF 51011003

Dimensions : L 29 x H 56 x P 12 cm

- 2 Stop-Sang 4-en-1 Cederroth (REF 1910)
- 3 Mini Stop-Sang 4-en-1 Cederroth (REF 1911)
- 2 (x 2) Compresse Pour Brûlure 10 x10 cm (REF 901900)
- 1 Gel en Spray Pour Brûlure 100 ml (REF 51011005)
- 1 Distributeur de Pansement Autoadhésif Bleu Comportant un Rouleau de Pansement Autoadhésif bleu, 2 m x 6 cm (REF 51011011)
- 1 Distributeur de Pansements Salvequick Comportant
 - 1 (x 35) Pansements Bleus Détectables (REF 51030127)
 - 1 (x 30) Pansements Bleus Détectables, Bout des Doigts/Standard Salvequick (REF 51030126)
 - 1 (x 20) Lingettes Lave-blessure Salvequick (REF 322700)
- 1 Masque Respiratoire (REF 1921)
- 1 Boîte de Pansements Pour Brûlure (REF 901903)
- 1 Illustration de Premiers Secours
- 1 Clé



* Produit avec >92% de plastique recyclé.
Lisez plus sur notre travail environnemental à la dernière page.

CEDERROTH

Panneaux



Croix Premiers Secours REF 1738

Double face et luminescent 20 x 20 cm.

Support Pour Panneau REF 1750

Support pour panneau autocollant pour montage façon enseigne.



Flèche de Direction REF 1735

Double face
et luminescent
20 x 20 cm.



Douche Oculaire REF 1740

Double face
et luminescent
20 x 20 cm.

CEDERROTH

Kit de Premiers Secours Pour Brûlure

Un kit portable de Premiers Secours pour soigner les brûlures.

- Les produits Burn Gel procurent un rafraîchissement et un soulagement de la douleur en cas de brûlures
- Contient des compresses pour brûlure en 3 tailles différentes
- Convient aux environnements de travail avec un fort risque de brûlures



Kit de Premiers Secours Pour Brûlure Cederroth REF 51011013

Dimensions : L 31 x P 8 x H 25 cm

- 1 Gel Pour Brûlure 100 ml (REF 51011005)
- 1 Compresse Pour Brûlure/Masque Facial 30 x 40 cm (REF 51011014)
- 4 Compresses Pour Brûlure 10 x 10 cm (REF 901900)
- 2 Compresses Pour Brûlure 20 x 20 cm (REF 51011015)
- 1 Stop-sang 4-en-1 Cederroth (REF 1910)
- 1 Filet de Maintien
- 6 Bandes Élastiques de Fixation
- 2 Paires de Gants
- 1 Paire de Ciseaux (REF 270002)
- 1 Instructions de Premiers Secours et Brûlures

Accessoires:

Support Mural (REF 190400)



Restauration et industrie alimentaire

La préparation des aliments consiste généralement à couper, trancher, peler et découper en dés ; une petite erreur peut entraîner de sérieuses blessures. Les risques les plus courants dans les restaurants sont les coupures, les sols glissants, les équipements tranchants, le levage de charges lourdes et les brûlures. Les environnements stressants avec beaucoup de monde sont souvent un facteur sous-jacent aux accidents. Il convient d'utiliser des pansements bleus détectables dans le secteur de la restauration et de l'alimentation, où ils sont souvent obligatoires, car ils sont faciles à détecter si on les perd.

Risques communs:

Machines et ustensiles coupants

La préparation des aliments consiste généralement à couper, trancher, peler et découper en dés ; une petite erreur peut entraîner de sérieuses blessures.

Les surfaces chaudes, l'huile, l'eau chaude et la vapeur

Les surfaces chaudes, l'huile, l'eau chaude et la vapeur peuvent provoquer des brûlures. Nettoyer le pourtour des friteuses constitue une tâche à risque qui occasionne souvent des brûlures.

Produits chimiques comme agents de nettoyage

Les agents de nettoyage, notamment les nettoyants pour lave-vaisselle et four, sont très corrosifs, tout comme les désinfectants utilisés dans l'industrie alimentaire. Ils peuvent tous causer de graves blessures aux yeux. Une douche oculaire tamponnée qui a un effet neutralisant sur les alcalis et les acides est bien plus efficace que le rinçage des yeux à l'eau du robinet. Le fait d'avoir une douche oculaire de haute qualité à portée de main pour un rinçage d'urgence immédiat augmente les chances de sauver la vue.



Scannez le code QR pour en savoir plus
sur les différentes branches de l'industrie.

CEDERROTH

Station de Douche Oculaire

La solution tamponnée augmente les chances de sauver vos yeux!

La Douche Oculaire Cederroth est conçue pour restaurer le pH de l'œil, c'est-à-dire qu'elle a un effet neutralisant sur les projections basiques et acides. Le résultat est plus rapide qu'avec une solution de rinçage ordinaire.*

- Si un accident se produit avec une substance contenant du calcium (par ex. ciment, béton ou chaux), le rinçage peut s'effectuer en toute sécurité avec la Douche Oculaire Cederroth puisqu'elle est 100 % sans phosphate
- L'oeillère intégrée dirige le liquide dans l'œil sans gaspillage L'oeillère aide à maintenir l'œil ouvert pendant le rinçage
- Les bouteilles s'ouvrent automatiquement quand on les retire de leur support et le rinçage peut commencer immédiatement
- **Durée de conservation** de 4 ans et demi



Scannez le code QR pour regarder la vidéo de démonstration sur la Douche Oculaire Cederroth.



Effet neutralisant#

Station de Douche Oculaire Cederroth
REF 721500

Dimensions : L 29 x H 56 x P 12 cm

2 x 500 ml Douche Oculaire Cederroth (REF 725200)
1 Distributeur de Pansements Salvequick comprenant
1 (x 40) Pansements Textiles (REF 6444)
1 (x 40) Pansements Plastiques (REF 6036)
1 Illustration de Douche Oculaire
1 Clé



L'effet est généralement plus puissant sur les bases que sur les acides.

CEDERROTH

Douche Oculaire et Porte-flacon Mural



Armoire de Douche Oculaire Cederroth, REF 51011040

Une armoire de douche oculaire compacte qui protège de la poussière et de l'eau.

Contenu: 2 x 500 ml Douche Oculaire Cederroth (REF 725200)
1 x Panneau D'instructions.
Dimensions : L 19 x H 30 x P 9cm.



Douche Oculaire Cederroth REF 725200

2 x 500ml solution isotonique de chlorure de sodium tamponnée et stérile, sans conservateur; à usage unique.

Durée de conservation: 4 ans et demi.



Porte-flacon Mural Cederroth REF 7200

Pour flacon de Douche Oculaire Cederroth 500ml (REF 725200). Livré avec un panneau d'instructions photoluminescentes. Dimensions : L 9 x H 27 x P 7cm.



Douche Oculaire Cederroth en Format de Poche, REF 7221

235 ml solution isotonique de chlorure de sodium tamponnée et stérile, sans conservateur; à usage unique. Durée de conservation: 4 ans et demi.

Étui Cederroth REF 720300

Étui en nylon vert avec passant de ceinture pour la Douche Oculaire Cederroth en format de poche.

* Le plastique utilisé dans la station de Douche Oculaire Cederroth est composé de >87 % de plastique recyclé, et celui de l'Armoire de Douche Oculaire Cederroth de >78 % de plastique recyclé.



CEDERROTH

Distributeur 2-en-1 de Pansement Autoadhésif



reddot winner 2025
innovative design



Maintenant avec deux rouleaux en deux tailles.

- Deux tailles pour un soin flexible des plaies
- Simple à utiliser
- Lame intégrée
- Facile de voir si un réapprovisionnement est nécessaire
- Distributeur verrouillé qui s'ouvre facilement avec une clé spéciale



Distributeur 2-en-1 de Pansement Autoadhésif Cederroth, REF 510004108

Dimensions : L 14,5 x H 12,5 x P 14 cm

I Pansement Autoadhésif Cederroth bleu, 6 cm x 4,5 m (REF 51011010)

I Pansement Autoadhésif Cederroth bleu, 3 cm x 4,5 m (REF 51011022)



Pansement Autoadhésif Bleu Cederroth, 6cm x 4,5m REF 51011010

Adapté à toutes les petites blessures. Existe également en beige et noir.



Pansement Autoadhésif Bleu Cederroth 3cm x 4,5m REF 51011022

Parfait pour les doigts et orteils, facile à enrouler autour des articulations pour les petites blessures. Existe également en beige.

Cederroth Pansement Autoadhésif:

- Ce pansement convient à tous les types de plaies mineures, indépendamment des conditions de chaleur, de froid, d'humidité ou de sécheresse, et reste en place même dans l'eau
- Le Pansement Autoadhésif Cederroth tient tout seul, sans colle, ce qui l'empêche d'adhérer à la peau ou aux cheveux
- Sans latex

CEDERROTH

Distributeur Soin des Plaies Bleu

Spécialement conçu pour les restaurants et l'industrie alimentaire.

- Tout ce dont vous avez besoin pour soigner des plaies mineures réuni dans un distributeur pratique
- Complément pratique à d'autres équipements de premiers secours

Distributeur Soin des Plaies Bleu Cederroth REF 51011009

Dimensions : L 20 x H 31 x P 16 cm

- I (x 40) Lingettes Lave-blessure Salvequick (REF 3227)
- I Pansement Autoadhésif Bleu 4,5 m (REF 51011010)
- 2 (x 35) Pansements Bleus Détectables (REF 51030127)
- I (x 30) Pansement Bleu Détectable Salvequick, Bout des Doigts/Standard (REF 51030126)
- I Clé



Lingettes lave-blessure
40 pièces

Distributeur de Pansement Autoadhésif
Rouleau de 4,5 mètres

3 recharges de pansements
Dure plus longtemps

Recharges



Pansement Autoadhésif Bleu Cederroth 6cm x 2m, REF 51011011

Pansement autoadhésif sans colle qui se déchire facilement à la longueur souhaitée. Convient à toutes les plaies mineures et reste en place indépendamment des conditions de chaleur, de froid, d'humidité et de sécheresse. Recharge pour Station de Premiers Secours et Brûlures.



Pansement Autoadhésif Noir Cederroth 6cm x 4,5m, REF 51011021

Pansement autoadhésif sans colle qui se déchire facilement à la longueur souhaitée. Convient à toutes les plaies mineures et reste en place indépendamment des conditions de chaleur, de froid, d'humidité et de sécheresse. Recharge pour Distributeur 2-en-1 de Pansement Autoadhésif.




Stop-sang 4-en-1 Cederroth REF 1910

Pansement universel stérile avec quatre fonctions: pansement compressif en cas de saignement important. Pansement de protection pour plaies superficielles. Pansement pour brûlure avec surface non adhérente de la compresse. Attelle temporaire. Des instructions claires sont imprimées directement sur l'emballage.



Mini Stop-sang 4-en-1 Cederroth REF 1911

Pansement universel stérile spécialement conçu pour les doigts et les orteils. Des instructions claires sont imprimées directement sur l'emballage.



Compresse Pour Brûlure Cederroth 10 x 10cm, REF 901900

Procure un rafraîchissement rapide et un soulagement efficace de en cas de brûlures et de coups de soleil. Le Gel Pour Brûlure Cederroth rafraîchit aussi efficacement que de l'eau tiède et accélère ainsi le processus de guérison.



Compresse Pour Brûlure Cederroth 20 x 20 cm, REF 51011015

Compresse pour brûlure qui refroidit rapidement et procure un soulagement de la douleur en cas de brûlure au premiers et au deuxième degré. Compresse stérile 20 x 20 cm.



Pansements Pour Brûlure Cederroth REF 901903

Pansement bleu contenant un hydrogel qui protège et soulage en cas de brûlures mineures. Le Pansement Pour Brûlure convient également pour les écorchures et les petites coupures. Imperméable et stérile.



Gel en Spray Pour Brûlure Cederroth, REF 51011005

Gel à base d'eau pour brûlures mineures, coups de soleil et plaies dues à des radiations. Agit comme une barrière protectrice temporaire qui rafraîchit et apaise la peau tout en réduisant la douleur. Peut être utilisé plusieurs fois.



Kit de Protection Cederroth REF 2596

Réduit le risque de contact entre le secouriste et le blessé. Contient un masque respiratoire équipé d'un clapet de retenue, 2 lingettes désinfectantes mains Cederroth.



Spray Nettoyant Pour Yeux et Plaies Cederroth, REF 726000

150 ml de solution de chlorure de sodium stérile conçue pour nettoyer et éliminer la poussière et les saletés des yeux et des blessures. Le spray peut être utilisé plusieurs fois et reste stérile jusqu'à la dernière goutte. Durée de conservation: 5 ans.



Lingettes Lave-blessure 40 pièces Salvequick, REF 3227

Les Lingettes Lave-blessure Salvequick remplacent le coton et les solutions de nettoyage des plaies en flacon. Contenu : 40 lingettes humides Salvequick avec une solution saline à 0,9 %. Emballées individuellement. Convient pour le distributeur soin des Plaies Cederroth.



Lingettes Lave-blessure 20 pièces Salvequick, REF 323700

Les Lingettes Lave-blessure Salvequick remplacent le coton et les solutions de nettoyage des plaies en flacon. Contenu : 20 lingettes humides Salvequick avec une solution saline à 0,9 %. Emballées individuellement. Convient pour la Station de Premiers Secours.



Pansements Plastiques Salvequick REF 6036

Chaque recharge contient 45 pansements (27 de 72 x 19 mm et 18 de 72 x 25 mm). 6 recharges/boîte.



Pansements Textiles Salvequick REF 6444

Chaque recharge contient 40 pansements (24 de 72 x 19 mm et 16 de 72 x 25 mm). 6 recharges/boîte.



Pansements Textiles Maxi Salvequick REF 6470

Chaque recharge contient 21 pansements (14 de 80 x 30 mm et 7 de 80 x 60 mm). 6 recharges/boîte.



Pansements Pour le Bout des Doigts Salvequick, REF 6454

Chaque recharge contient 15 pansements (87 x 56 (23) mm). 6 recharges/boîte.



SALVEQUICK

Pansements Bleus Détectables

Le distributeur de pansements bleus détectables est spécialement conçu pour une utilisation dans l'industrie alimentaire.

- Les pansements sont détectables et peuvent être détectés par la plupart des détecteurs de métaux
- Leur couleur bleue les rend visuellement facilement repérables
- Les recharges sont stockées sous clé, ce qui évite le gaspillage



Pansements Bleus Détectables Salvequick REF 51030127

Très doux, souples et imperméables. Détectables par la plupart des détecteurs de métaux utilisés dans l'industrie alimentaire. Chaque recharge contient 35 pansements (21 de 72 x 19 mm et 14 de 72 x 25 mm). 6 recharges/boîte.



Pansements Bleus Détectables Bout des doigts/standard Salvequick REF 51030126

Très doux, souples et imperméables. Détectables par la plupart des détecteurs de métaux utilisés dans l'industrie alimentaire. Chaque recharge contient 30 pansements (15 de 66 x 39 (22) mm et 15 de 72 x 19 mm). 6 recharges/boîte.



Distributeur de Pansements Bleus Détectables Salvequick REF 51030130

Dimensions : L 23 x H 12 x P 5,5 cm

2 (x 35) Pansements Bleus Détectables Salvequick (REF 51030127)
1 Clé



SALVEQUICK

Pansements Détectables aux Rayons X

Les Pansements Bleus Détectables Salvequick X-Ray sont spécialement conçus pour être utilisés dans l'industrie alimentaire.

Ils sont détectables aux rayons X et par détecteur de métaux.

Pansements Détectables Salvequick X-Ray REF 510003320

Chaque recharge contient 30 pansements (18 pièces de 72 x 19 mm et 12 pièces de 72 x 25mm). 6 recharges/boîte.

Distributeur de Pansements Détectables Salvequick X-Ray REF 510003295

Dimensions: L 23 x H 12 x P 5,5 cm

2 (x 30) Pansements Détectables aux Rayons X et par Détecteur de Métaux (REF 510003320)
1 Clé



CEDERROTH

Kit de Premiers Secours Grand Modèle

Avec la trousse de premiers secours Large, vous avez toujours un petit service d'urgence à portée de main.

- Épais et résistant qui protège le contenu de la poussière et de l'humidité
- Poignée ergonomique
- Plastique transparent qui protège le contenu et les rend identifiants au premier coup d'oeil
- Emplacement pour vos propres produits



Kit de Premiers Secours Grand Modèle REF 390102

Dimensions : L 31 x H 25 x P 8 cm

- 3 Stop-sang 4-en-1 Cederroth (REF 1910)
- 2 Mini Stop-sang 4-en-1 Cederroth (REF 1911)
- 2 Compresses Métallisées 20 x 40 cm (REF 1893)
- 1 Filet de Maintien Tubulaire (REF 1893)
- 1 Compresses Pour Brûlure 10 x10cm (REF 901900)
- 20 Pansements Salvequick (REF 510005534)
- 2 Pansement Autoadhésif bleu 6 x 40 cm (REF 51011023)
- 10 Lingettes Lave-blessure Salvequick (REF 510005534)
- 2 Bandes Élastiques 8 cm x 4 m (REF 1882)
- 1 Écharpe (REF 1889)
- 2 Paires de Gants (REF 2596)
- 2 Lingettes Désinfectantes Mains Cederroth (REF 2596)
- 1 Masque Respiratoire (REF 2596)
- 1 Couverture de Survie Avec un Côté en Aluminium Thermo-isolant (REF 1892)
- 1 Paire de Ciseaux (REF 270002)
- 1 Illustration de Premiers Secours

Accessoires:

Support Mural (REF 190400)



La sécurité des personnes. Le respect de l'environnement.

Nous nous efforçons en permanence de réduire notre impact sur le climat en choisissant de meilleurs matériaux, des emballages plus efficaces, des processus énergétiques intelligents et des collaborations à long terme. Toutes nos stations de premiers secours et tous nos distributeurs sont fabriqués à partir de matériaux sélectionnés de manière responsable et 100 % recyclables, ce qui contribue à réduire notre empreinte carbone sans compromettre leur fonctionnalité ou leur sécurité.

Distributeurs:



Orkla Wound Care AB (Svetsarvägen 15), Box 1336, SE-171 26 Solna, Suède
Tel +46 (0)8 590 963 25, firstaid@cederroth.com www.cederroth.com