

# PRODUKTSPEZIFIKATION

REF 1925

## BEATMUNGSMASKE IN SCHLÜSSELANHÄNGER



### 1 ALLGEMEINE PRODUKTbeschreibung

#### Beschreibung

Eine Beatmungsmaske, die aus einem Einwegventil (grüner oberer Teil, roter unterer Teil und Membran) sowie einer Kunststoffolie mit aufgedruckten grafischen Anweisungen besteht.

Die Atemmaske ist in einem kleinen Etui verpackt, das als Schlüsselanhänger verwendet werden kann.

Das Etui wird in einem Plastik-Zipbeutel geliefert.



Das Produkt ist als Hilfsmittel für die Mund-zu-Mund-Beatmung vorgesehen, um Verletzten Erste Hilfe zu leisten. Das Produkt dient als Barriere, die den Kontakt zwischen dem Ersthelfer und Blut, Sekreten, Erbrochenen sowie anderen Körperflüssigkeiten der verletzten Person begrenzt.

Mit CE-Kennzeichnung.

#### Hinweise zur Lagerung

Trocken bei Zimmertemperatur lagern. Für maximalen Schutz bis zum Einsatz in der Originalverpackung lagern.

### 2 DETAILLIERTE PRODUKTINFORMATIONEN

#### Inhalt pro Endverbrauchereinheit

##### Produkt/Material

Beatmungsmaske (Kunststofftuch mit Ventil)

##### Menge

1

##### Abmessungen (mm)

27 ± 0,5 x 25 ± 0,5  
Dicke 0,1 mm

#### Material

Kunststofftuch	PVC ohne nachweisbare beschränkte Phthalate im Kunststofftuch.
Ventil, grüner oberer Teil	Grüner ABS-Kunststoff
Ventil, roter unterer Teil	Roter ABS-Kunststoff
Ventil, Abdichtung	Roter ABS-Kunststoff
Ventil, Membran	Rotes TPE (thermoplastisches Polyester)
Plastik-Zipbeutel	Polyethylen mit niedriger Dichte

#### Haltbarkeit:

5 Jahre ab dem Herstellungsdatum

### 3 LOGISTIKINFORMATIONEN

	CU	SKU	Palette
<b>GTIN:</b>	7310611925016	7310801925000	7312020012196
<b>Inhalt:</b>	1 Stück	40 CU	14 SKU/Lage x 6 Lagen
<b>Größe (B x L x H mm):</b>	80 x 44 x 137	205 x 260 x 175	800 x 1200 x 1200
<b>Bruttogewicht:</b>	20 g	976 g	107 kg
<b>Verpackungsmaterial:</b>	Kunststoff 2 g	Karton 155 g	-



Fassung: 06  
Herausgegeben am:  
20.05.2021