

PRODUKTDATEN

REF 390100 FIRST AID KIT SMALL



1 ALLGEMEINE PRODUKTBESCHREIBUNG

Beschreibung

Ein kleines Erste-Hilfe-Kit für den persönlichen Gebrauch mit Erste-Hilfe-Produkten zur Nutzung in Notfallsituationen (Blutungen). Das praktische, weiche Etui kann am Gürtel befestigt oder in einer Jacken-/Hosentasche getragen werden. Alle Produkte sind leicht zugänglich und vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Das Kit in leuchtendem Grün und Gelb ist schon von Weitem gut sichtbar.

Die darin enthaltenen Medizinprodukte tragen das CE-Zeichen.

Hinweise zur Lagerung

Trocken bei Zimmertemperatur lagern. Für maximalen Schutz die Produkte bis zum Gebrauch in der Originalverpackung aufbewahren.



2 DETAILLIERTE PRODUKTINFORMATIONEN

Inhalt pro Endverbrauchereinheit

<u>Produkt/Material</u>	<u>Menge</u>
Etui	1
Salvequick Pflaster (72 x 25 mm)	6
Salvequick Wundreiniger, steril	2
Salvequick Maxi Cover Pflaster (76 x 54 mm)	2
Cederroth 4-in-1-Blutstiller	1

Material

Etui:	Nylon 600D-Gewebe mit PU-Beschichtung auf der Innenseite
Erste-Hilfe-Produkte:	Siehe Produktdaten der einzelnen Produkte

Haltbarkeit:	5 Jahre ab dem Herstellungsdatum jedes Bestandteils
---------------------	---

3 LOGISTIKINFORMATIONEN

	CU	SKU	Palette
GTIN:	7310613901001	7310803901002	7312023901008
Inhalt:	1 Kit	12 CU	21 SKU/Lage x 6 Lagen
Größe (B x L x H mm):	145 x 51 x 74	260 x 166 x 168	Palette 800 x 1200 x 1158
Bruttogewicht:	84 g	1119 g	166 kg
Verpackungsmaterial:	Karton 8 g	Wellpappe 111 g	-



Fassung: 03
Herausgegeben am:
22.05.2019