

PRODUKTDATEN

REF 7221 CEDERROTH AUGENDUSCHE IM TASCHENFORMAT



1 ALLGEMEINE PRODUKTBE SCHREIBUNG

Beschreibung

Eine persönliche Augenduschenflasche, die eine sterile gepufferte Salzlösung zur Augenspülung enthält.

Die Cederroth Augendusche im Taschenformat ist zum Ausspülen von Fremdkörpern und gefährlichen Flüssigkeiten wie Laugen oder Säuren bei Notfallsituationen an Arbeitsplätzen vorgesehen.

Die gepufferte Cederroth Augendusche hat außerdem eine neutralisierende Wirkung bei Laugen- oder Säurespritzern. Bei Laugen ist die Wirkung generell stärker als bei Säuren.

Cederroth Augendusche ist für die erste Akutphase direkt am Unfallort vor dem Erreichen einer fest installierten oder eigenständigen Augenspülvorrichtung oder vor dem Aufsuchen eines Arztes vorgesehen.

Durch Drehen der Staubkappe lässt sich die Flasche leicht öffnen und ist zur Anwendung bereit. Die integrierte Augenschale hilft dabei, das Auge während des Spülvorgangs offen zu halten, und stellt einen ergiebigen Spülstrahl ohne unnötige Verluste bereit. Mit ihrem Format passt die Flasche in eine Hosentasche.

Zubehör: Gürteltasche für Cederroth Augendusche im Taschenformat, REF 720300

Hinweise zur Lagerung

Lagerung bei +2 °C – +40 °C



2 DETAILLIERTE PRODUKTINFORMATIONEN

Inhalt pro Endverbrauchereinheit

Produkt/Material **Menge** **Abmessungen (B x L x H mm)**

Cederroth Augendusche im Taschenformat 1 45 x 66 x 160
Füllmenge 235 ml

Material

Flüssigkeit 0,9%-ige Salzlösung, die mit Borat auf einen neutralen pH-Wert gepuffert ist. Frei von Konservierungsmitteln.

Flasche Auslaufsichere Flasche aus Polypropylen, hergestellt mit dem Blow-Fill-Seal-Verfahren.
Augenschale aus durchsichtigem Polypropylen.
Staubkappe aus grünem Hartkunststoff (ABS).

Haltbarkeit: 4,5 Jahre

3 LOGISTIKINFORMATIONEN

	CU	SKU	Palette
GTIN:	7310617221013	7310807221014	7312020012073
Inhalt	1 Flasche	3 x 6 = 18 CU	9 SKU/Lage x 6 Lagen
Größe (B x L x H mm):	45 x 66 x 160	157 x 468 x 173	Palette 800 x 1200 x 1188
Bruttogewicht:	294 g	5674 g	331,7 kg



Fassung: 06
Herausgegeben am:
13.05.2025

PRODUKTDATEN

REF 7221 CEDERROTH AUGENDUSCHE IM
TASCHENFORMAT



Verpackungsmaterial	Flasche: 59 g	SKU-Karton: Wellpappe 172 g Unterteil: Wellpappe 3 x 33 g Deckel: Wellpappe 3 x 33 g	-
---------------------	---------------	--	---



Fassung: 06
Herausgegeben am:
13.05.2025