

PRODUKTSPEZIFIKATION

REF 310366 SALVEQUICK MED SENSITIVE TAPE

1 ALLGEMEINE PRODUKTBECHREIBUNG

Beschreibung

Weißes, gebondetes Vliesklebeband mit hypoallergenem Acrylkleber in einer gleichmäßigen Schicht. Das Klebeband eignet sich zum Fixieren einer Kompresse oder eines Verbandes bzw. zum Stützen.

Medizinprodukt mit CE-Kennzeichnung.

Hinweise zur Lagerung

Trocken bei Zimmertemperatur lagern. Für maximalen Schutz bis zum Einsatz in der Originalverpackung aufbewahren.



2 DETAILLIERTE PRODUKTINFORMATIONEN

Inhalt pro Endverbrauchereinheit

Produkt/Material

Menge

Abmessungen (mm)

Hautfreundliches
chirurgisches
Klebeband

1

2,5 cm x 50 cm ± 2%

Material

Folie/Träger: Vlies, weiß
Klebstoff: Polyacrylat für medizinische Zwecke
Rolle: Polypropylen

Haltbarkeit: 5 Jahre ab dem Herstellungsdatum

3 LOGISTIKINFORMATIONEN

	CU	SKU	Palette
GTIN:	7310615927245	7310803103666	7312023103662
Inhalt:	1 Klebebandrolle	6 CU	36 SKU/Lage, 30 Lagen
Größe (B x L x H mm):	61 x 34 x 82	180 x 36 x123	800 x 1200 x 1200
Bruttogewicht:	21 g	130 g	165 kg
Verpackungsmaterial:	Karton 7 g	Kunststoff 4 g	-