



SALVEQUICK

Blue Detectable Pflaster Normal/ Fingerkuppe

Insbesondere für den Einsatz in der Lebensmittelbranche bestimmt.

Die Pflaster sind detektierbar und werden von den meisten Metalldetektoren erkannt. Die blaue Farbe macht die Pflaster auch leicht sichtbar. Hypoallergene Pflaster. Leicht aufzukleben, flexibel und benutzerfreundlich.

Produktvorteile:

- Hochwertig
- Werden von den meisten Metalldetektoren erkannt
- Aufgrund blauer Farbe leicht erkennbar
- Hypoallergen

Die Salvequick Blue Detectable Pflaster Fingerkuppen/Normal eignen sich für den Salvequick Pflasterspender.



Salvequick Blue Detectable Pflaster Normal/Fingerkuppe REF 51030126

30 Pflaster (15 St. 63×39 (22) mm, 15 St. 72×19 mm)
6 Nachfüllpackungen/Verpackung

