

SALVEQUICK

Blue Detectable Pflaster


Insbesondere für den Einsatz in der Lebensmittelbranche bestimmt.

Die Pflaster sind detektierbar und werden von den meisten Metalldetektoren erkannt. Die blaue Farbe macht die Pflaster auch leicht sichtbar. Hypoallergene Pflaster. Leicht aufzukleben, flexibel und benutzerfreundlich.

Produktvorteile:

- Hochwertig
- Werden von den meisten Metalldetektoren erkannt
- Aufgrund blauer Farbe leicht erkennbar
- Hypoallergen

Salvequick Blue Detectable Pflaster eignen sich für den Salvequick Pflasterspender.



Salvequick Blue Detectable Pflaster REF 51030127

35 Pflaster (21 St. à 72x19 mm und 14 St. à 72x25 mm)
6 Nachfüllpackungen/Verpackung