

CEDERROTH

BURN GEL DRESSING / FACE MASK

30 x 40 cm


Nieuws!

Groot brandwondenkompres / gezichtsmasker

Groot brandwondenkompres dat een snelle verkoeling geeft en de pijn effectief verlicht bij eerste- en tweedegraads brandwonden. De koude zorgt ervoor dat de pijn en zwellingen verminderen en voorkomt dat er dieper in de huid schade wordt aangericht. Geschikt voor brandwonden op grotere oppervlakken zoals benen, armen of borst. Kan ook worden gebruikt als gezichtsmasker. Scheur de delen van het kompres uit de uitgestanste openingen voor de ogen, neus en mond als dat nodig is.



- Steriel kompres 30 x 40 cm.
- Eenvoudig te gebruiken met duidelijke instructies.



CEDERROTH BURN GEL DRESSING / FACE MASK 30x40 cm
REF 51011014