



EERSTE HULP

Levensmiddelen & Restaurant



CEDERROTH

First Aid & Burn Station

Eerstehulpstation voor werkplekken met het risico op brandwonden en/of waarin levensmiddelen worden gehanteerd, zoals centrale keukens en de levensmiddelenindustrie.

Cederroth Burn Gel bij brandwonden

- Geeft een snelle afkoeling en een effectieve pijnverlichting bij brandwonden
- Cederroth Burn Gel koelt even effectief als lauw water en bespoedigt daarmee het genezingsproces



Soft Foam Bandage

- Elastische zelfhechtende pleister voor een maximale beweeglijkheid
- Met de slimme dispenser snijdt u gemakkelijk een voldoende groot stuk af
- Het verband past op alle typen wonden en blijft zitten, zelfs in water

Pleisters voor brandwonden

- Beschermst en verzacht bij kleinere brandwonden
- Het wondkussentje bestaat uit een hydrogel die de zenuwuiteinden in de huid bedekt en helpt doordat deze verzacht
- Snellere wondgenezing
- Het wondkussentje plakt niet vast aan de wond

Blue detectable voor de hantering van levensmiddelen

- Een blauwe pleister is gemakkelijker visueel te ontdekken en wordt ook ontdekt door de meeste metaaldetectoren die in de levensmiddelenindustrie worden gebruikt



Scan de QR-code om een instructiefilm over Cederroth First Aid & Burn Station te zien.

Cederroth First Aid Station

REF 51011026

Afmetingen: B 29 x H 56 x D 12 cm

- 2 Cederroth 4-in-1 Bloedstelpende verbanden (REF 1910)
- 3 Cederroth 4-in-1 mini Bloedstelpende verbanden (REF 1911)
- 1 (x2) Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900)
- 1 Cederroth Eye & Wound Cleansing spray, 150 ml (REF 726000)
- 1 Cederroth Soft Foam Dispenser incl. Soft Foam Beige, 2 m x 6 cm (REF 51011019)
- 1 Salvequick Pleisterautomaat incl.
 - 1 (x 45) Salvequick Plasticpleisters (REF 6036)
 - 1 (x 40) Salvequick Textielpleisters (REF 6444)
 - 1 (x 20) Salvequick Wondreiniger (REF 323700)
- 1 Cederroth Protectiepakket (REF 2596)
- 1 Eerstehulpinstructie
- 1 Sleutel



* GEMAAKT VAN >92% GERECYCLED PLASTIC.
Lees meer over ons werk aan duurzaamheid op de laatste pagina.

CEDERROTH

Borden eerste hulp



Eerste Hulp-kruis

REF 1738

Dubbelzijdig 20 x 20 cm.

Bordhouder, REF 1750

Zelfhechtende plastic bordhouder om wandborden te laten uitkomen.



Richtingpijl

REF 1735

Dubbelzijdig
20 x 20 cm.



Oogdouche

REF 1740

Dubbelzijdig
20 x 20 cm.

CEDERROTH

First Aid Burn Kit



Een mobiele eerstehulpkit om meteen te pakken bij brandwonden.

- De Burn Gel-producten geven verkoeling en hebben een pijnstillende werking bij eerste- en tweedegraads brandwonden
- Met brandwondenkompressen in 3 verschillende grootten inclusief een groot kompres/gezichtsmasker
- Voor werkplekken met een hoog risico op brandwonden, als er wordt omgegaan met open vuur, vlammen, hete oppervlakken, damp, hete vloeistoffen en ovens



Cederroth First Aid Burn Kit

REF 51011013

Afmetingen: B 31 x D 8 x H 25cm

- 1 Burn Gel 100 ml (REF 51011005)
- 1 Burn Gel Dressing/Face Mask 30x40 cm (REF 51011014)
- 4 Burn Gel Dressing 10x10 cm (REF 901900)
- 2 Burn Gel Dressing 20x20 cm (REF 51011015)
- 1 Cederroth 4-in-1 Bloedstelpend verband (REF 1910)
- 1 Bevestigingsgaas
- 6 Elastische fixatieverbanden
- 2 paar Handschoenen (REF 2596)
- 1 Schaar (REF 270002)
- Eerstehulp- en brandwondeninstructies

Accessoires:

Wandhouder (REF 190400)



Restaurant- en voedingsmiddelenindustrie

Veel voorkomende gevaren in een restaurant zijn snijwonden, gladde vloeren, scherpe uitrusting, zwaar tillen en verbrandingen. Een drukke en stressvolle omgeving vormt vaak een onderliggende factor achter ongelukken. De detecteerbare, blauwe pleisters moeten worden gebruikt en zijn vaak verplicht in de restaurant- en levensmiddelenbranche omdat deze gemakkelijk te ontdekken zijn, als ze loslaten.

Algemene risico's:

Scherpe werktuigen en machinerie

Voedselbereiding vereist vaak veel snijden, in plakken en blokjes snijden en schillen. Hierbij kan een foutje tot ernstig letsel leiden.

Hete oppervlakken, olie, heet water en stoom

Hete oppervlakken, olie, heet water en stoom kunnen verbrandingen veroorzaken. Reiniging rond diepe friteuses is een risico dat vaak leidt tot verbrandingen.

Chemische stoffen en reinigingsmiddelen

Reinigingsmiddelen waaronder vaatwasser- en ovenreinigers zijn zeer corrosief, net als desinfectiemiddelen die in de voedingsmiddelenindustrie gebruikt worden. Ze kunnen ook ernstige oogletsels veroorzaken. Een gebufferde oogdouche die een neutraliserend effect op alkaliën en zuren heeft, is veel effectiever dan het spoelen van de ogen met kraanwater. Als u in een noodgeval onmiddellijk een oogdouche van hoge kwaliteit bij de hand hebt om te spoelen, vergroot u de kans dat u het gezichtsvermogen behoudt.



Scan de QR-code om meer te lezen over de verschillende industrieën:

CEDERROTH

Oogdouchestation

Gebufferde vloeistof vergroot de kans de ogen te redden!

Cederroth Oogdouche werkt omdat deze de pH-waarde van het oog neutraliseert, d.w.z. deze heeft een neutraliserend effect op spatten van alkaliën en zuren en biedt daardoor sneller resultaat dan een gewone fysiologische zoutoplossing.#

- Als er een ongeluk is gebeurd met calciumhoudende stoffen (bijv. cement, beton of kalk) kan men veilig spoelen met Cederroth Oogdouche omdat deze 100 % fofaatvrij is voor een optimale spoeling
- Het ingebouwde oogbad leidt de vloeistof zonder onnodig verlies naar het oog. Het oogbad helpt om het oog tijdens het spoelen open te houden
- De oogdouche wordt automatisch geopend wanneer u deze uit de houder draait, waardoor het spoelen onmiddellijk kan beginnen
- **Houdbaarheidstermijn** van wel 4,5 jaar



Scan de QR-code om een instructiefilm over Cederroth oogdouchestation te zien.



Neutraliserend effect#



Cederroth Oogdouchestation
REF 721500
Afmetingen: B 29 x H 56 x D 12 cm

2 Cederroth Oogdouche á 500 ml (REF 725200)
1 Salvequick Pleisterautomaat incl.
1 (x 45) Plasticpleisters (REF 6036)
1 (x 40) Textielpleisters (REF 6444)
1 Oogdouche-instructie
1 Sleutel



Het effect is in het algemeen sterker voor alkaliën dan voor zuren.

CEDERROTH

Oogdouche en wandhouder



Cederroth Eye Wash Cabinet
REF 51011040

Een compacte oogdouchekast die tegen stof en water beschermt.

Bevat: 2 x 500 ml Cederroth Oogdouche (REF 725200). Een instructiebord met achtergrondverlichting bijgevoegd.
Afmetingen: B 19 x H 30 x D 9cm.



Cederroth Oogdouche
REF 725200

2 st. (x 500 ml) steriele gebufferde isotone fysiologische zoutoplossing, bevat geen conserveringsmiddelen, voor eenmalig gebruik.

Houdbaarheidstermijn 4,5 jaar



Cederroth Wandhouder
REF 7200

Voor Cederroth Oogdouche 500 ml (REF 725200). Een instructiebord met achtergrondverlichting bijgevoegd.
Afmetingen: B 9 x H 27 x D 7 cm.



Cederroth Oogdouche in Zakmodel, REF 7221

235 ml steriele gebufferde isotone fysiologische zoutoplossing, bevat geen conserveringsmiddelen, voor eenmalig gebruik.
Houdbaarheidstermijn 4,5 jaar

Cederroth Holster
REF 720300

Holster in groene nylon met riemlus voor Cederroth Oog.



CEDERROTH

Soft Foam Bandage 2-in-1 Dispenser



Nieuw!

Nu met twee rollen in twee maten.

- Twee maten voor flexibele wondverzorging
- Makkelijk te gebruiken
- Geïntegreerd mes
- Gemakkelijk te zien wanneer een navulling nodig is
- De afgesloten dispenser kan men makkelijk openen met een speciale sleutel



reddot winner 2025
innovative design



Cederroth Soft Foam Bandage 2-in-1 Dispenser
REF 510004108

Afmetingen: B 14,5 x H 12,5 x D 14 cm

1 Cederroth Soft Foam Bandage Blauw 6cm x 4,5m (REF 51011010)

1 Cederroth Soft Foam Bandage Blauw 3cm x 4,5m (REF 51011022)

Vervangt REF 51011024.



6 cm x 4,5m

Cederroth Soft Foam Bandage Blue
6 cm x 4,5 m, REF 51011010

Geschikt voor alle kleine wondjes. Ook verkrijgbaar in beige en zwart.



3 cm x 4,5m

Cederroth Soft Foam Bandage Blue
3 cm x 4,5 m, REF 51011022

Geschikt voor vingers en tenen. Gemakkelijk om rond kleine handen of kleine wondjes te wikkelen. Ook verkrijgbaar in beige.

Cederroth Soft Foam Bandage:

- Is geschikt voor alle typen kleine wonden onafhankelijk van warmte, koude, nattigheid of droogte en blijft zitten, zelfs in water
- Een zelfklevende lijmvrrije pleister die daardoor niet vastkleeft aan huid of haar
- Latexvrij

CEDERROTH

Wound Care Dispenser Blue

Speciaal vormgegeven voor restaurants en de levensmiddelenindustrie.

- Het meeste dat u bij de hand moet hebben voor kleinere wondletsels in een praktische dispenser
- Een goede aanvulling op het eerstehulpstation



Cederroth Wound Care Dispenser
Blue REF 51011009
Afmetingen: B 30 x H 19 x D 14cm



- 1 (x 40) Salvequick Wondreiniger (REF 3237)
- 1 Cederroth Soft Foam Bandage Blue, 4,5 m (REF 51011010)
- 2 (x 35) Salvequick Blue Detectable Pleisters (REF 51030127)
- 1 (x 30) Salvequick Blue Detectable Pleisters Mix Fingertip/Regular (REF 51030126)
- 1 Sleutel

Wondreinigers
40 st

Geïntegreerde
Soft Foam Dispenser
rol van 4,5 meter

3 pleisternavullingen
Is langer
toereikend

* Vanaf de zomer van 2025, wordt het plastic in de EHBO-posten en dispensers van Cederroth gemaakt van >92% gerecycled plastic.

Artikelen om bij te vullen



Cederoth Soft Foam Bandage Blue 6 cm x 2 m, REF 51011011

Lijmvrije, zelfhechtende pleisters die gemakkelijk op de gewenste grootte kunnen worden afgescheurd. Passen op alle kleinere wonden en blijven zitten ongeacht warmte, koude, natheid of droogte. Navulling voor het First Aid & Burn Station.



Cederoth Soft Foam Bandage Blue 6 cm x 4,5 m, REF 51011021

Lijmvrije, zelfhechtende pleisters die gemakkelijk op de gewenste grootte kunnen worden afgescheurd. Passen op alle kleinere wonden en blijven zitten ongeacht warmte, koude, natheid of droogte. Navulling bij Cederoth Soft Foam Bandage 2-in-1 Dispenser.



Cederoth 4-in-1 Bloedstelpende verbanden, REF 1910

Steriel universeel verband met vier functies: drukverband voor sterke bloedingen. Afdekverband voor oppervlakkige wonden. Brandwondenverband door de wondvriendelijke bovenlaag van het kompres. Tijdelijk ondersteunend verband. Er zijn duidelijke instructies direct op de verpakking gedrukt.



Cederoth 4-in-1 mini Bloedstelpende verbanden, REF 1911

Steriel universeel verband speciaal geschikt voor vingers en tenen. Er zijn duidelijke instructies direct op de verpakking gedrukt.



Cederoth Burn Gel Dressing REF 901900

Cederoth Burn Gel Dressing biedt snelle afkoeling en een effectief pijnstillende werking bij brandwonden en zonnebrand. Bevordert het genezingsproces.



Burn Gel Dressing 20 x 20 cm REF 51011015

Brandwondenkompres dat een snelle verkoeling geeft en de pijn effectief verlicht bij eerste- en tweedegraads brandwonden.



Cederoth Burn Cover REF 901903

Hydrogelpleisters die beschermen en verzachten bij kleinere brandwonden. Burn Cover is blauw van kleur en daarmee geschikt om bij de hantering van levensmiddelen te worden gebruikt. Waterdicht en steriel.



Cederoth Burn Gel 100ml REF 51011005

Op water gebaseerde gel voor kleinere brandwonden, verbrandingen en zonnebrand. Functioneert als een tijdelijke beschermende barrière die de huid koelt en kalmeert en daarmee de pijn vermindert. Kan verscheidene keren worden gebruikt.



Cederoth Protectiepakket REF 2596

Vermindert het risico op contact tussen hulpverlener en gewonde. Bevat beademingsmasker met terugslagklep, 2 paar handschoenen en 2 st. Cederoth Safety Hand Cleanser



Cederoth Eye & Wound Cleansing Spray, REF 726000

Spray voor de reiniging en het wegspoelen van stof en vuil uit ogen en wonden. Heeft een totale spoeltijd van 5 minuten. De spray kan verscheidene keren worden gebruikt en is tot de laatste druppel steriel. Bevat 150 ml. Houdbaarheidstermijn 5 jaar.



Salvequick Wondreiniger 40 stuks REF 3227

Salvequick Wondreinigers maken watten en flessen ontsmettingsmiddel overbodig. Inhoud: 40 Salvequick wonddoekjes met 0,9% zoutoplossing. Individueel verpakt. Geschikt voor en Wound Care Dispenser.



Salvequick Wondreiniger 20 stuks REF 323700

Salvequick Wondreinigers maken watten en flessen ontsmettingsmiddel overbodig. Inhoud: 20 Salvequick wonddoekjes met 0,9% zoutoplossing. Individueel verpakt. Geschikt voor de First Aid Station.



Salvequick Plasticpleisters REF 6036

Elke navulling bevat 45 pleisters (27 st. 72 x 19 mm en 18 st. 72 x 25 mm). 6 navullingen/doors.



Salvequick Textielpleisters REF 6444

Elke navulling bevat 40 pleisters (24 st. 72 x 19 mm en 16 st. 72 x 25 mm). 6 navullingen/doors.



Salvequick Extra Grote Textielpleisters, REF 6470

Elke navulling bevat 21 pleisters (14 st. 80 x 30 mm en 7 st. 80 x 60 mm). 6 navullingen/doors.



Salvequick Vingertoppleisters REF 6454

Elke navulling bevat 15 pleisters (87 x 56 (23) mm). 6 navullingen/doors.



SALVEQUICK Blue Detectable Pleister

Salvequick Pleisterautomaat Blue Detectable is in het bijzonder bedoeld voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.

- De pleisters zijn detecteerbaar en worden door de meeste metaaldetectors ontdekt
- Door de blauwe kleur kan de pleister ook gemakkelijk visueel worden ontdekt
- De navullingen zitten muurvast waardoor verlies wordt voorkomen



Salvequick Blue Detectable Pleisters, REF 51030127

Extra zacht, soepel en waterdicht. Detecteerbaar door de meeste metaaldetectors die in de levensmiddelenindustrie worden gebruikt. Elke navulling bevat 35 pleisters (21 st. 72 x 19 mm en 14 st. 72 x 25 mm). 6 navullingen/doors.



Salvequick Blue Detectable Pleisters Mix Fingertip/Regular, REF 51030126

Extra zacht, soepel en waterdicht. Detecteerbaar door de meeste metaaldetectors die in de levensmiddelenindustrie worden gebruikt. Elke navulling bevat 30 pleisters (15 st. 66 x 39 (22) mm en 15 st. 72 x 19 mm). 6 navullingen/doors. Vingertop/normaal.



Salvequick Pleisterautomaat Blue Detectable, REF 51030130

Afmetingen: B 23 x H 12 x D 5,5 cm

2 (x 35) Salvequick Blue Detectable Pleisters (REF 51030127)
1 Sleutel



SALVEQUICK X-Ray Detectable Pleister

Blue X-Ray Detectable Pleister, speciaal ontworpen voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.

De pleister is zowel detecteerbaar met behulp van röntgen als met een metaaldetector.

Salvequick Blue X-Ray Detectable Pleister, REF 510003320

Elke navulling bevat 30 pleisters (18 st. 72x19 mm en 12 st. 72x25 mm). 6 navullingen/doors.

Salvequick X-Ray Detectable Pleisterautomaat, REF 510003295

Afmetingen: B 23 x H 12 x D 5,5 cm
2 (x30) X-Ray/Metal Detectable Pleisters (REF 510003320)
1 Sleutel



CEDERROTH

First Aid Kit Large



Met de First Aid Kit Large hebt u altijd een set voor spoedeisende hulp bij de hand.

- Inhoud tegen stof en vocht beschermt
- Grijpvaste handgreep
- Transparante plastic zakjes voor een duidelijk overzicht
- Plaats voor eigen keuze



First Aid Kit Large

REF 390102

Afmetingen: B 31 x H 25 x D 8 cm

- 3 Cederroth 4-in-1 Bloedstelpende verbanden (REF 1910)
- 2 Cederroth 4-in-1 mini Bloedstelpende verbanden (REF 1911)
- 2 Gemetalliseerde kompressen 20 x 40 cm (REF 1893)
- 1 Bevestigingsgaas (REF 1893)
- 1 Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900)
- 20 Salvequick Pleisters (REF 510005534)
- 1 Soft Foam Bandage 6 x 40 cm (REF 51011023)
- 10 Salvequick Wondreiniger (REF 510005534)
- 2 Elastische Verbanden 8 cm x 4 m (REF 1882)
- 1 Triangular bandage (REF 1889)
- 1 Beademingsmasker (REF 2596)
- 2 paar Handschoenen (REF 2596)
- 2 Safety Hand Cleanser (REF 2596)
- 1 Reddingsdeken met warmtereflecterende aluminiumzijde (REF 1892)
- 1 Schaar (REF 270002)
- 1 Eerstehulpinstructie
- 1 Inhoudsopgave

Accessoires:

Wandhouder (REF 190400)



Gerecycled plastic krijgt nieuw leven in eerstehulpproducten

*Sinds 2022 is het groen gekleurde plastic in Cederroth Stations en Dispensers gemaakt van meer dan 85% gerecycled plastic. We zetten nu de volgende stap en beginnen het plastic in de transparante deuren te vervangen door 100% gerecycled plastic. Vanaf de zomer van 2025 wordt het plastic in de eerstehulpstations en dispensers van Cederroth dus gemaakt van >92% gerecycled plastic. Het gebruik van gerecycled plastic vermindert de impact op het klimaat in vergelijking met het gebruik van nieuw geproduceerd plastic. Lees meer over ons duurzaamheidsstraject op cederroth.com.

Wederverkoper: