

SALVEQUICK

Blue Detectable Plåster


Särskilt avsedda för användning inom livsmedelsindustrin.

Plåstren är detekterbara och upptäcks av de flesta metall-detektorer. Den blå färgen gör att plåstren är lätta att upptäcka visuellt. Plåstren är allergivänliga. De är lätta att applicera, flexibla och smidiga att använda.

Produktfördelar:

- Plåster av högkvalitet
- Detekterbara plåster upptäcks av de flesta metall-detektorer
- Blå plåster lätta att upptäcka
- Allergivänliga plåster

Salvequick Blue Detectable Plåster passar i Salvequick Plåsterautomat.



Salvequick Blue Detectable Plåster REF 51030127

35 plåster (21 st 72x19mm och 14 st 72x25mm) 6 refiller/ask